

KOREA PAVILION · COMPLETE EDITION

MEDICAL JAPAN

2026 · TOKYO · Company Brochure

韓国パビリオン 出展企業

総合プロシュア · Full Detail

Medical Japan Tokyo 2026 連携輸出商談会に参加する**韓国パビリオン 5社**の**K-ヘルスケア企業**の総合プロシュアです。**GH Innotech** (呼吸リハビリ)、**O2Lab** (バランス測定)、**Care&Co** (AI体型分析)、**AION** (高齢者ケア)、**Dail** (フットケア) 各社の製品・認証・輸出実績をご紹介します。

📅 2026年10月6日 - 9日

📍 幕張メッセ (Makuhari Messe)

Korea Pavilion · 5 Companies · 42P

◆ TABLE OF CONTENTS

韓国パビリオン出展企業 総合ブローシャ

Medical Japan 2026 ・ 5 K-Healthcare Companies ・ Full Detail (42 P)

01	KP-01 ・ 呼吸リハビリ医療機器 GH Innotech GH Innotech Co., Ltd.	PAGES 12P	P.03-14
02	KP-02 ・ バランス測定 ・ DYNAMIC BALANCE 株式会社 O2Lab O2Lab Co., Ltd.	PAGES 8P	P.15-22
03	KP-03 ・ AI体型分析 ・ FISICA 株式会社 Care&Co Care&Co Corp.	PAGES 6P	P.23-28
04	KP-04 ・ 高齢者ケア ・ BINATTI AION AION Co., Ltd.	PAGES 10P	P.29-38
05	KP-05 ・ 機能性シューズ ・ CHOCO-FIT Dail Dail ・ Busan	PAGES 6P	P.39-44

呼吸リハビリ医療機器

Booth KP-01 ・ Korea Pavilion

GH Innotech

GH Innotech Co., Ltd.

健康な呼吸への第一歩。吸気(IMT)と呼気(PEP)の双方向呼吸筋強化、振動排出、デジタル測定を統合した総合呼吸リハビリ医療機器の専門企業。SCI臨床論文検証・調達庁革新製品・9カ国以上輸出。

CEO

Kwon Yu-Yong / 権柔勇

WEBSITE

www.ghit.co.kr

HEAD OFFICE

釜山広域市 金井区 ・ PNU AVEC

BOOTH

KP-01 ・ Makuhari Messe

+20%

MIP改善

SCI Verified

+23%

MEP改善

SCI Verified

9+

輸出国

Global Export

● 企業ミッション ・ Mission

- ▶ 「健康な呼吸」を通じた予防医療の実現
- ▶ 臨床エビデンスに基づく医療機器開発
- ▶ 医療・スポーツ・デジタル測定の統合

● コアバリュー ・ Core Values

- ▶ **Clinical Evidence:** BMC Geriatrics 掲載
- ▶ **Patented Innovation:** 韓国・米国特許登録
- ▶ **Global Reach:** 9カ国以上輸出・日本本格進出

BIGBREATHEファミリー概要

Product Portfolio ・ 8 Products

すべてのBIGBREATHE製品は圧力抵抗式で、
既存のオフィス方式と比較して優れたトレーニング効果が臨床的に証明されています。医療・スポーツ強化・
デジタル測定の3カテゴリー・8製品グループを展開。



MEDICAL

**Bigbreathe
IMT/PEP**


双方向呼吸筋強化



MEDICAL

V-PEP/IMT

振動胸壁バイブレーター



SPORTS

BreST Mask

スポーツ用マスク



SPORTS

S-IMT

超小型吸気筋強化



SPORTS

**3-Series
IMT**

低・中・高3段階



MEDICAL ・ NEW

IMT/PEP100

双方向機械式



DIGITAL ・ NEW

**Smart
IMT/PEP100**

電子式アプリ連動



DIGITAL

BreatheCare

MIP/MEPメーター

📌 **P.5～P.11**: 各製品の詳細仕様・機能・認証・輸出実績を1製品1ページでご紹介。**P.12**: 認証・特許・輸出実績の総合一覧と連絡先情報。

PRODUCT 01・FEATURED

Bigbreathe IMT/PEP

ビッグブリード双方向呼吸筋強化・Medical Class I

MEDICAL・3-MODE



吸気 (IMT)・呼気 (PEP)・双方向 (IMT+PEP) の3モードを1台で。単方向製品比でトレーニング時間を半減。SCI 臨床論文検証済みの唯一の双方向構造。

40

IMT最大吸気圧 (cmH₂O)

20

PEP最大呼気圧 (cmH₂O)

+20%

MIP改善 (SCI)

+23%

MEP改善 (SCI)

● 主な機能・Key Functions

- ▶ **IMT (吸気)** : 横隔膜強化・肺活量増加・喘息・呼吸困難の緩和
- ▶ **PEP (呼気)** : 痰の排出・術前後の肺機能改善
- ▶ **IMT+PEP (双方向)** : 同時トレーニングにより時間短縮
- ▶ **圧力調整可能** : オリフィス式より精密な段階別トレーニング

● 適応症・Applications

- ▶ 術前後リハビリ (心臓・肺・腹部の外科手術)
- ▶ 慢性肺疾患 (COPD・喘息) 患者
- ▶ 高齢者の呼吸筋回復・サルコペニア対策
- ▶ 歩行距離・心肺持久力の改善

MODEL

Bigbreathe Double Action

SIZE

190 × 40 mm

MATERIAL

PC・ABS・PP・Silicone

IMT

40 cmH₂O ±10%

PEP

20 cmH₂O ±10%

CLASS

Medical Class I

ISO 13485

CE MDR

FDA Class I

調達庁革新製品 #2021-168

 9+ 力国輸出

PRODUCT 02 ・ MEDICAL

V-PEP/IMT

V-PEP/IMT振動胸壁バイブレーター

MEDICAL ・ NEW



振動を組み合わせた双方向呼吸筋トレーニング。痰の排出効果を極大化した新規開発モデル。慢性肺疾患患者の呼吸再活性化に最適。

2-in-1

振動 + 呼吸筋強化

V-PEP

振動陽圧呼吸

IMT

吸気筋強化

NEW

新規発売

● 主な機能・Key Functions

- ▶ 振動排出：気道内の痰・分泌物の排出
- ▶ V-PEP機能：気道拡張・肺活量増加
- ▶ IMT機能：吸気筋強化
- ▶ 持ち運び可能な軽量構造

● 適応症・Applications

- ▶ COPD・気管支拡張症
- ▶ 嚢胞性線維症 (CF)
- ▶ 術後の肺機能回復
- ▶ 慢性咳嗽・痰の滞留

TYPE

Vibrating PEP + IMT

MODES

2-in-1

CLASS

Medical Class I

ISO 13485

CE MDR


Newly Released

PRODUCT 03・SPORTS

BreST Mask

ブレストマスク・スポーツ用呼吸トレーニング

SPORTS



スポーツ選手向け高強度呼吸トレーニングマスク。低酸素環境をシミュレーションし、心肺機能を効果的に強化。ランニング・サイクリング・トライアスロン推奨。

6-Level

負荷調整段階

Silicone

医療級シリコン

Washable

洗浄可能

Portable

携帯性

● 主な機能・Key Functions

- ▶ 高地トレーニング効果: 低酸素環境シミュレーション
- ▶ 心肺持久力向上: VO2max改善
- ▶ 6段階負荷: 初心者から選手まで
- ▶ 洗浄可能: 衛生管理容易

● 適応症・Applications

- ▶ マラソン・ランニング
- ▶ サイクリング・トライアスロン
- ▶ サッカー・バスケットボールなど
- ▶ ボーカルトレーニング

TYPE

Sports Training Mask

LEVELS

6 Levels

MATERIAL

Medical Silicone

FDA Class I

CE

Sports Grade

PRODUCT 04・SPORTS

S-IMT

S-IMT超小型吸気筋強化装置

SPORTS



世界最小級の吸気筋強化器。カラビナに取り付け可能なポータブルデザイン。旅行・出張・オフィスでも手軽にトレーニング可能。

40g

超軽量

6-Level

圧力調整

Compact

カラビナ装着可

Everyday

日常携帯

● 主な機能・Key Functions

- ▶ **超小型設計:** 40g・手のひらサイズ
- ▶ **6段階圧力:** 初級～上級まで対応
- ▶ **ポータブル:** カラビナフック付きで携帯便利
- ▶ **洗浄簡単:** 分解して洗浄可能

● 適応症・Applications

- ▶ アクティブな生活の呼吸強化
- ▶ ボーカル・楽器演奏者
- ▶ 軽度の呼吸困難の解消
- ▶ デスクワーカーの呼吸ケア

WEIGHT

40 g

TYPE

Ultra-compact IMT

LEVELS

6 Levels

FDA Class I


CE

Portable Design

PRODUCT 05 ・ SPORTS

3-Series IMT

3種類のIMT (低・中・高) 3段階圧力抵抗



3段階の固定圧力IMTシリーズ。ユーザーレベル別 (初級・中級・上級) に最適化された色分けカラーコード設計。

3-Level

固定圧力

Color-Coded

色分け

Simple

簡易操作

Affordable

経済的

● 主な機能・Key Functions

- ▶ Low (緑): 初心者・高齢者向け
- ▶ Middle (青(ブルー)): 一般成人向け
- ▶ High (赤): スポーツ選手向け
- ▶ 固定圧力: シンプルな操作性

● 適応症・Applications

- ▶ 呼吸リハビリ入門
- ▶ 定期的な呼吸筋トレーニング
- ▶ 教育・訓練プログラム
- ▶ 大量普及に適合

SERIES

Low ・ Middle ・ High

COLOR

Green ・ Blue ・ Red

TYPE

Fixed pressure IMT

FDA Class I

CE

Level-based

PRODUCT 06 ・ MEDICAL

Bigbreathe IMT/PEP 100

ビッグブリード双方向呼吸トレーナー・機械式

MEDICAL ・ NEW



IMT・PEP各**100 cmH₂O**までの**広範囲の圧力抵抗**をサポートする機械式双方向呼吸筋トレーナー。**ロータリーダイヤル1～10レベル**の抵抗調整で、独立した制御を実現。

100IMT/PEP max (cmH₂O)**10-Level**

ダイヤル調整

3-Mode

IMT ・ PEP ・ IMT+PEP

Manual

アプリ不要

● 主な機能・Key Functions

- ▶ **双方向トレーニング**: 吸気筋と呼気筋の同時強化
- ▶ **独立抵抗調整**: 吸気・呼気それぞれをダイヤルで調整
- ▶ **3モード**: 吸気・呼気・双方向
- ▶ **取り外し可能**: 衛生的なメンテナンス

● 適応症・Applications

- ▶ 呼吸リハビリテーションと呼吸筋トレーニング
- ▶ スポーツ・ランニング・水泳・フリーダイビング
- ▶ ボーカルトレーニング
- ▶ ポータブルで場所を選ばない使用

MODEL

Bigbreathe IMT/PEP100

SIZE

103 × 48 × 82 mm

MATERIAL

PC ・ ABS ・ PP ・ Silicone

PRESSURE

IMT/PEP each ≤100 cmH₂O

ADJUSTMENT

Rotary Dial 10-Step

TYPE

Mechanical ・ Portable

ISO 13485

FDA Class I

Newly released ・ 2026 launch

PRODUCT 07 ・ DIGITAL

Smart IMT/PEP 100

スマートIMT/PEP 100 ・ Bluetoothアプリ連動

DIGITAL ・ NEW



測定→分析→呼吸管理を1台に統合したスマート呼吸ヘルスケア製品。MIP/MEP呼吸筋測定とFVC・FEV1・PEFなど肺活量指標を一台でサポート。**Bluetoothアプリ統合**によるリアルタイムデータ管理。

**MIP
MEP**

呼吸筋測定

**FVC
FEV1**

肺活量測定

BT

Bluetooth統合

**iOS
AND**

モバイル対応

● 主な機能・Key Functions

- ▶ **4-in-1統合**: 測定+分析+運動+管理
- ▶ **MIP/MEP+肺活量測定**: 1機器で
- ▶ **リモート管理**: 医療スタッフとの共有可能
- ▶ **呼吸機能の変化追跡**: 個別の記録

● 適応症・Applications

- ▶ 自己管理による呼吸器の健康・継続モニタリング
- ▶ 医療機関のデジタル化対応
- ▶ 長期的な呼吸ケアプログラム
- ▶ リアルタイムフィードバック運動

MODEL

Smart IMT/PEP100

SIZE

103 × 48 × 82 mm

CONNECTIVITY

Bluetooth ・ iOS/Android

MEASUREMENT

MIP・MEP・FVC・FEV1・PEF

MATERIAL

PC ・ ABS ・ PCB ・ Silicone

CLASS

Medical Digital Device

ISO 13485

FCC

KC

KR 10-2851149

🇸🇰 チェコ輸出開始

PRODUCT 08 ・ DIGITAL

BreatheCare

ブレスケア・MIP/MEP呼吸機能測定機

DIGITAL



MIP/MEP専用測定機器。呼吸筋力の定量的評価と個人記録追跡のためのICT基盤デジタル測定機。**予測値・LLNとの比較**で年齢・性別別の評価可能。

**MIP
MEP**

定量測定

ICT

デジタル記録

App

連動対応

Predict

予測値比較

● 主な機能・Key Functions

- ▶ **MIP/MEP測定**: 呼吸筋力の定量的な確認
- ▶ **予測値・LLNとの比較**: 年齢・性別別の評価
- ▶ **呼吸機能の変化追跡**: 個別の記録
- ▶ **ゲーミフィケーションコンテンツ**: 楽しめる呼吸運動

● 適応症・Applications

- ▶ 呼吸リハビリテーション専門病院
- ▶ 大学病院・研究機関
- ▶ 呼吸器内科クリニック
- ▶ 個人トレーニング管理

TYPE

MIP/MEP Meter

CONNECTIVITY

App-linked

FEATURES

Predictive ・ Trend

ISO 13485

FDA

CE

Digital Grade

認証・知的財産権

Certifications · IP Portfolio

主要特許 · Key Patents

種類	特許番号	登録国
核心特許	KR 10-1924596 / US 11,247,098	 韓国 /  米国
関連特許1	KR 10-2416723	 韓国
関連特許2	KR 10-2348292	 韓国
Smart Device	KR 10-2851149	 韓国

主要認証 · Certifications

ISO 13485

CE MDR

FDA Class I

 MDA

 CDSCO

 COFEPRIS

 調達庁革新製品 #2021-168号

 ベトナム国立肺病院・ベトドイツ大学病院 実証完了

臨床エビデンス · Clinical Evidence

SCI Journal · BMC Geriatrics (2022) 22:155

釜山大学病院リハビリ医学科主導の高齢者呼吸筋強化臨床研究。

MIP +20% · MEP +23% 有意な改善効果を検証。呼吸時間短縮および心肺持久力改善確認。

相談問い合わせ・ご訪問

Contact & On-site Consultation

GH Innotechは、Medical Japan Tokyo 2026 連携輸出商談会期間中
Korea Pavilion Booth KP-01にて海外バイヤー向け1:1相談を実施いたします。
事前相談予約・資料請求は下記チャネルよりお問い合わせください。

グローバル輸出実績・Export Track Record

 米国・Amazon US

 豪州・Bird Healthcare

 ドイツ・Amazon DE

 ベトナム・国立肺病院実証

 チリ

 香港

 インド

 日本進出中

 チェコ

主要納品先・Key Deployments

2023

ソウル市4区に試験導入

広津区他 3区・呼吸リハビリ支援プログラム

2024

当津・蔚山・釜山機張 障害者福祉館

無償提供実証・高齢者呼吸筋強化

2025

 ベトナム国立肺病院・ベトドイツ大学病院 実証

海外実証プログラム完了

2026

 日本本格進出・Medical Japan 2026

Booth KP-01・Makuhari Messe

GH Innotech・Consultation Desk

COMPANY

GH Innotech

CEO

Kwon Yu-Yong / 権柔勇

MANAGER

Yeo Sang-Duk / 呂常德

WEBSITE

www.ghit.co.kr

ADDRESS

(46285) 釜山広域市 金井区 釜山大学路50番ち
う 68, 2階 B2号

BOOTH

KP-01・Korea Pavilion, Makuhari Messe

バランス測定 ・ DYNAMIC BALANCE

Booth KP-02 ・ Korea Pavilion

株式会社 O2Lab

O2Lab Co., Ltd.

身体の動きを研究し、健康な生活を提案。

自社開発のバランス指数アルゴリズムで静的・動的バランスを定量測定し、
ワンストップバランス管理体系を実現するスマートヘルスケア機器の専門企業。米国・
英国・マレーシアなど8カ国輸出。

CEO

Lee Soo-Kyung / 李秀京

WEBSITE

www.onlyonelab.co.kr

HEAD OFFICE

釜山広域市 釜山鎮区

BOOTH

KP-02 ・ Makuhari Messe

5 Mode測定モード
Static 1 + Dynamic 4**100 %**データ収集成功率
System Reliability**0.05 sec**平均モード切替時間
Response Speed

● 企業ミッション ・ Mission

- ▶ 「動きを研究し健康を提案」するフロルソフィー
- ▶ 理学療法・リハビリ専門知識と技術の統合
- ▶ バランス測定・体型分析・リハビリの総合化

● コアバリュー ・ Core Values

- ▶ **Innovation:** 自社開発のバランス指数アルゴリズム
- ▶ **One-Stop:** 測定→分析→運動→再測定
- ▶ **Global:** 8カ国輸出・CES 2023-2026

Dynamic Balance

Balance Index Algorithm Based Medical Device



自社開発**バランス指数アルゴリズム**で人体の静的・動的バランス状態を定量測定・分析するバランス測定機器。静的 1種 + 動的 4種 **合計 5つの測定モード**で左右圧分布・重心移動・バランス保持能力を分析。病院・リハビリセンター向け**携帯・移動型構造**。

5 Mode

測定モード

4 Type

体型分類

Ver.3

商用化現状

1級

医療機器分類

● 主な機能・Key Functions

- ▶ 静的+動的バランス測定:5つのモード
- ▶ 左右圧分布分析:定量的なデータ可視化
- ▶ 専用アプリ連動:リアルタイム結果確認
- ▶ 携帯・移動型構造:病院・現場のどこでも使用可能

● 適用現場・Applications

- ▶ 病院・リハビリクリニック・大学
- ▶ デイサービスセンター・高齢者福祉施設
- ▶ 地域健康管理センター・ヘルスケアセンター
- ▶ スポーツ・リハビリトレーニングセンター

MODEL**Dynamic Balance Ver.3****MATERIAL****強化ガラス・PC / ABS****DEVICE****557 × 436 × 33 mm****CLASS****医療機器1クラス****STAND****356 × 173 × 407 mm****国内供給価格****700万ウォン (競合品 2,000~8,800 万)**

ISO 9001 & 14001

GS認証 1級

医療機器製造業許可

KC 電磁波適合認証

SW試験成績書 SW-22-0059


測定モード・体型分類

5 Modes + 4 Body Types + One-Stop Flow

5つの測定モード・Static 1 + Dynamic 4



4つの体型タイプ分類



One-Stop System ・ バランス管理フロー



差別化ポイント

Competitive Advantage

Dynamic Balanceは測定だけの機器ではありません。

測定データを基に**カスタム運動プログラム**と**リアルタイム応答型認知運動**まで提供し、
単純な測定中心の競合製品と根本的に差別化されます。

比較項目	競合製品	Dynamic Balance
測定範囲	単一姿勢または圧分布のみ	静的 + 動的 5モード
測定後	結果確認のみ	体型分類→カスタムソリューション
認知運動	なし・または別途機器が必要	リアルタイム応答型統合
携帯性	固定設置型	携帯・移動可能
価格	2,000～8,800万ウォン	国内供給価700万ウォン

🎯 **釜山IT融合部品研究所検証**: 平均モード切替時間**0.05秒**、データ収集成功率**100%確認** (試験成績書 SW-22-0059)

認証・知的財産権

Certifications & Patents

特許ポートフォリオ

区分	発明名称	登録/出願番号	日付
 登録	ダイナミックバルンサー	KR 10-1887097	2018.08
 登録	ダイナミックバルンサー制御システム	KR 10-2231899	2021.03
 登録	身体バランス能力測定装置	KR 10-2514194	2023.03
 出願	体型・筋骨格測定基盤動作分析	KR 10-2023-0151813	2024.03
 PCT	ダイナミックバルンサー制御システム (海外)	PCT/KR2019/017084	2019.12

主要認証


 GS認証 1級	Dynamic Balance 2.0	2020.02.27
ISO 9001 & ISO 14001	品質環境経営システム	2019～2022 連続認証
医療機器製造業許可	(株)O2Lab	取得
KC 電磁波適合認証	Dynamic Balance	取得
SW 検証	釜山IT融合部品研究所 (SW-22-0059)	2022

海外市場進出・輸出実績

Global Expansion & Export Track Record



主要輸出国



海外展示・商談会参加履歴

2022	ASD 2022 ・ メディカル大阪 2022 アジア市場進出の基盤構築
2023	CES 2023 ・ K-CON LA 2023 MOU 2件締結 ・ USD 40,000 ・ LAリハビリクリニックへの納入開始
2024	CES 2024 ・ MEGA US Vietnam 2024 MEGA US Vietnam ・ MOU 8件締結 ・ 東南アジア市場拡大
2026	CES 2026 ・ 輸出・販売契約の締結 Dynamic Balanceの輸出1件・MOU 1件
2026.10	🇯🇵 Medical Japan Tokyo 2026 参加 Booth KP-02 ・ 日本の超高齢化市場へ本格進出

🇯🇵 **日本市場のチャンス** ・ 65歳以上人口**29.3%**の超高齢化社会 ・ 高齢者市場規模**101兆円 (2025)** ・ デイサービスセンター・高齢者福祉施設向け**転倒予防・リハビリプログラム**機器として提案可能

認知運動プログラム

Cognitive Training Program

リアルタイム応答型**認知運動プログラム**で重心移動、バランス保持時間、片足立ち保持時間、左右・前後バランス変化を視覚・定量確認。

● 確認可能な指標

- ▶ **重心移動パターン**:リアルタイム軌跡可視化
- ▶ **バランス保持時間**:定量的な記録
- ▶ **片足立ち時間**:左右比較分析
- ▶ **左右・前後バランス変化**:定量確認
- ▶ **タイプ別特性分類**:タイプ別カスタム処方提案

● カスタム運動ソリューション

- ▶ 4つの体型タイプ別**運動プログラム**自動提案
- ▶ リアルタイム応答型**認知運動プログラム**並行
- ▶ 測定→トレーニング→再測定**変化管理**
- ▶ 結果記録自動生成で**相談・教育**をサポート
- ▶ データ蓄積時**アルゴリズム**高度化可能

相談問い合わせ・ご訪問

Contact & On-site Consultation

株式会社 O2Labは、Medical Japan Tokyo 2026 連携輸出商談会期間中
Korea Pavilion Booth KP-02にて海外バイヤー向け1:1相談を実施いたします。
事前相談予約・資料請求は下記チャネルよりお問い合わせください。

株式会社 O2Lab ・ Consultation Desk

COMPANY

株式会社 O2Lab

CEO

Lee Soo-Kyung / 李秀京

MANAGER

Choi Hye-Jin / 崔惠珍

WEBSITE

www.onlyonelab.co.kr

ADDRESS

釜山広域市 釜山鎮区 中央大路 116, 30号

BOOTH

KP-02 ・ Korea Pavilion, Makuhari Messe

※本プロシユアの仕様・認証・数値は発行時点の資料に基づき、事前通知なく変更される場合があります。事前相談のお申込みは [Medical Japan 2026 事前登録ページ](#)にて承ります。

AI体型分析 ・ FISICA

Booth KP-03 ・ Korea Pavilion

株式会社 Care&Co

Care&Co Corp.

予防から管理まで、**Fisicaと共に。**

634個の高性能センサーと3Dデジタルツイン技術で**96%**

精度の体型バランス分析を提供するスマートヘルスケアプラットフォーム。**9カ国輸出・**
米国現地法人・日本内パートナー契約完了。

CEO

Yoon Jung-Yong / 尹正龍

WEBSITE

www.carenco.kr

HEAD OFFICE

釜山広域市 海雲台区 ・ 釜山デザイン振興院

BOOTH

KP-03 ・ Makuhari Messe

634高性能センサー
Sensor Array**10^s**測定時間
Full Scan**96 %**分析精度
AI Accuracy

● 企業ミッション ・ Mission

- ▶ 予防から管理までの個人別化ヘルスケア
- ▶ AI・3Dデジタルツイン技術の臨床応用
- ▶ 放射線不使用の安全体型分析プラットフォーム

● コアバリュー ・ Core Values

- ▶ **Accuracy:** 96% AI分析精度
- ▶ **Safety:** 放射線不使用・全年齢対応で安全
- ▶ **Global:** 9カ国輸出・米国現地法人・日本パートナー

Fisica Scale

フィジカスケール ・ スマート体型分析デバイス

SMART DEVICE



634個の高性能センサーを搭載したスマートスケール。体重を測るように**10秒間立つだけ**で足底圧・姿勢データをマルチモーダルに収集。AI 3Dデジタルツイン技術で骨盤・脊椎の左右非対称など体型の不均衡を可視化。**放射線不使用・小児・高齢者全年齢安全**。

634

高性能センサー

10^s

完了時間

Bluetooth

ワイヤレス連動

385K

国内小売 (KRW)

MODEL

Fisica Scale

CONNECTIVITY

Bluetooth & Wi-Fi

SENSORS

634個圧力センサー

COMPATIBILITY

iOS ・ Android

MATERIAL

ABS外装

SAFETY

放射線不使用 ・ 全年齢安全

Fisica App

フィジカアプリ ・ AI 3Dデジタルツインヘルスケアプラットフォーム

HEALTHCARE APP



スキャンされた足底圧・姿勢データから**3Dデジタルツイン**を生成。骨盤・脊椎の不均衡、下肢長のアンバランスなどを医療用放射線検査なしで**直接可視化**。分析後のデータに基づきカスタム運動・セルフケアのプログラムを提案。

3D

Digital Twin可視化

AI

分析エンジン

**iOS
AND**

モバイルアプリ対応

**B2B
SaaS**

メンバーシップ賢読

● 主な機能 ・ Key Features

- ▶ **3Dデジタルツイン可視化**: 骨盤・脊椎の不均衡を診断
- ▶ **AI診断**: 96%精度の体型分析
- ▶ **カスタム管理提案**: パーソナライズされたヘルスケア
- ▶ **改善状況追跡**: 継続的な管理と予防
- ▶ **共有機能**: 家族・専門家との健康情報共有

● サービス拡張性 ・ Scalability

- ▶ AIメンバーシップ・サブスクリプションモデル (B2C)
- ▶ B2B SaaSサブスクリプション (ジム・フィットネススタジオ向け)
- ▶ ビッグデータ基盤の健康インサイト提供
- ▶ メタバース・デジタルヘルスケアとの連携
- ▶ 長期的顧客契約の確保

認証・知的財産権

Certifications & Patents

主要認証

ISO 9001:2015

CE

FCC

🇯🇵 VCCI (Japan EMC)

🏆 GS 1級

KC 認証 3種

特許・知的財産権 (3登録 + 4出願 + PCT)

登録	Fisica Scale センサーアレイ技術	🇰🇷 韓国
登録	AI 3Dデジタルツイン分析アルゴリズム	🇰🇷 韓国
登録	体型バランス分析プロセス	🇰🇷 韓国
🌐 PCT	Fisica グローバル展開用 (海外)	国際出願

🇯🇵 **VCCI認証完了**・日本市場進出実現・パートナーシップ進行中

輸出実績

Export Track Record & Global Expansion



主要輸出・パートナー実績



🎯 **日本市場戦略** ・ VCCI認証完了 ・ パートナー契約完了 ・ ジム・フィットネス・ウェルネスケア向け**B2B SaaSモデル**で本格展開予定

相談問い合わせ・ご訪問

Contact & On-site Consultation

株式会社 Care&Coは、Medical Japan Tokyo 2026 連携輸出商談会期間中
Korea Pavilion Booth KP-03にて海外バイヤー向け1:1相談を実施いたします。
事前相談予約・資料請求は下記チャネルよりお問い合わせください。

株式会社 Care&Co ・ Consultation Desk

COMPANY

株式会社 Care&Co

CEO

Yoon Jung-Yong / 尹正龍

MANAGER

Kim Ji-Hoon / 金智勲 部長

WEBSITE

www.carenco.kr

ADDRESS

釜山広域市 海雲台区 センタム東路57, B101-5
(釜山デザイン振興院)

BOOTH

KP-03 ・ Korea Pavilion, Makuhari Messe

※本プロシユアの仕様・認証・数値は発行時点の資料に基づき、事前通知なく変更される場合があります。事前相談のお申込みは [Medical Japan 2026 事前登録ページ](#)にて承ります。

高齢者ケア ・ BINATTI

Booth KP-04 ・ Korea Pavilion

AION

AION Co., Ltd.

高齢者と歩行困難者の**安全で自由な移動を実現**のために。
軽量カーボン素材とプレミアムデザインを組み合わせた**BINATTI杖5種ラインナップ**。
高齢者親和優秀製品・老人長期療養保険福祉用具給付製品登録。

CEO

Yoo Sung-Yong / 柳成龍

WEBSITE

stickpang.com

HEAD OFFICE

釜山広域市 海雲台区 ・ 釜山デザイン振興院

BOOTH

KP-04 ・ Makuhari Messe

300^g超軽量
Carbon Fiber**5 Line**プレミアムラインナップ
Complete Series介護市場進出
Japan Silver Care

● 企業ミッション ・ Mission

- ▶ 高齢者・歩行困難者の**安全で自由な移動を実現**
- ▶ プレミアムで革新的な歩行補助具の開発
- ▶ ファッションと機能の融合


● コアバリュー ・ Core Values

- ▶ **Safety:** 検証済みの安全機能
- ▶ **Design:** アクティブシニア向けデザイン
- ▶ **Certification:** 韓国国民健康保険公団福祉用具登録

BINATTIラインナップ

Premium Cane Series Overview

BINATTIは高齢者の様々な使用環境に合わせた**5つのプレミアムラインナップ**を展開しています。折りたたみ、一本型、LEDライト、自立型、天然木など、ご利用者のライフスタイルに合わせてご選びいただけます。



FOLDING
SF01/02

折りたたみ式



STRAIGHT
BS01/02

一本型



LED LIGHT
ILA01/02

LEDライト付き



STAND
LC02

自立型

📌 **P.31～P.36**:各製品の詳細仕様・機能・選び方ガイド。**P.37**:認証・知的財産権。**P.38**:連絡先情報。

BINATTI Folding Cane

折りたたみ式ステッキ SF01/SF02

FOLDING ・ FEATURED



3段式折りたたみ構造と軽量カーボンシャフトにより
300gの超軽量を実現。5段階の高さ調節と二重ロック構造により**安全な歩行と携帯性**を同時に確保。夜間の安全のための蓄光・反射素材と人体工学化ハンドルを採用。

300^g

超軽量

29^{cm}

折りたたみ時長さ

5^段

高さ調節

**SF01
SF02**

Blue / Red

● 主な機能

- ▶ **3段折りたたみ**:カーボンシャフト、折りたたみ時は29cm
- ▶ **二重ロック5段**:使用中の揺れ・解除を防止
- ▶ **夜間安全デザイン**:蓄光・反射素材搭載
- ▶ **滑り止めゴム足**:室内外での接地力確保

● ターゲットユーザー

- ▶ **携帯性重視**のアクティブシニア
- ▶ セカンドバックとしてご使用の方
- ▶ リハビリ回復期の安定歩行
- ▶ 旅行・外出時にも保管が容易

MODEL

BINATTI SF01/SF02

WEIGHT

300g ± 10g

LENGTH

84-94cm (use) / 29cm (folded)

MATERIAL

カーボン・合成樹脂・合成ゴム

ADJUSTMENT


5段階

COLOR

Blue (SF01) / Red (SF02)

BINATTI Straight Cane

一本型ステッキ BS01/BS02



カーボン素材のストレートタイプ杏でシンプルでクラシックなデザイン。日常使用に最適化された**10段階の高さ調節**と回転式ゴム足により安定性を確保。ブラウン・ワインの2色展開。

Carbon
素材

10^段
高さ調節

Rotating
回転式ゴム足

**BS01
BS02**
Brown / Wine

● 主な機能

- ▶ **カーボンシャフト**: 軽量で丈夫
- ▶ **10段階の高さ調節**:
ご使用者の身長に合わせてカスタマイズ
- ▶ **回転式ゴム足**: 進行方向に自然対応
- ▶ **人体工学的ハンドル**: 長時間使用でも快適

● ターゲットユーザー

- ▶ **クラシックなデザインをご希望のプレミアムシニア**
- ▶ 日常的な歩行補助が必要な高齢者
- ▶ 落ち着いた雰囲気を好む方
- ▶ ダークカラーをご希望の方

BINATTI Light Cane

LEDライト搭載 ILA01/ILA02

LED LIGHT ・ SAFETY



LEDライト搭載ステッキで夜間・早朝の安全な歩行をサポート。前方を明るく照らし、**視認性を高めて安全を確保**。USB充電式で経済的。

LED

照明搭載

USB

充電式

Night

夜間安全

**ILA01
ILA02**

Dark Grey/Wine

● 主な機能

- ▶ **LEDライト**: 前方照明で安全を確保
- ▶ **USB充電**: 経済的・環境に優しい
- ▶ **感知センサー**: 自動点灯
- ▶ **視認強化素材**: 反射・蓄光

● ターゲットユーザー

- ▶ **夜間の外出が多いアクティブシニア**
- ▶ 早朝・夕方の散歩・通勤
- ▶ 視力の弱い高齢者
- ▶ 災害時の避難・非常用

BINATTI Stand Cane

自立型ステッキ LC02

STAND ・ 4-POINT



4点支持ステッキで自立可能。手を離しても倒れない安定構造により、**歩行バランスに不安のある方**に最適。壁や家具にもたれかかれない場所でも安心して使用可能。

4-Point

支持安定

Stand

自立可能

Compact

小さなベース

LC02

Wine

● 主な機能

- ▶ **4点支持**: 安定したバランス
- ▶ **自立可能**: 手を離しても倒れない
- ▶ **コンパクトなベース**: 室内でも邪魔にならない
- ▶ **手首保護**: 人体工學化ハンドル

● ターゲットユーザー

- ▶ **歩行バランスに不安のある方**
- ▶ 壁や家具がない場所でのご使用
- ▶ リハビリ初期の安定したケア
- ▶ 福祉施設・病院での使用にも適する

5ラインナップガイド

5-Line Selection Guide

BINATTIの第5のラインナップとして、高齢者に優しい素材とデザインで**天然木**を反映したプレミアム・クラシックステッキを企画中。**伝統的な美しさと現代的な機能の融合**をテーマとします。

5ラインナップ選択ガイド

ライン	推奨対象	主な特徴
SF01/02 折りたたみ	携帯性重視のアクティブシニア	300g超軽量・折りたたみ29cm
BS01/02 一本型	日常使用のクラシック志向シニア	10段階調節・回転式ゴム足
ILA01/02 LED	夜間・早朝の外出が多い方	LEDライト・USB充電
LC02 自立型	歩行バランスに不安のある方	4点支持・自立可能
Wooden 天然木	伝統的・クラシック志向	企画中

認証・知的財産権

Certifications & IP

主要認証

ISO 9001

高齢者親和優秀製品認証

韓国国民健康保険公団福祉用具登録給付製品

折りたたみボール特許

ステッキ知的財産権保有

主要海外展開実績

🇯🇵 日本介護市場進出

2026年 国内売上目標 50億ウォン


2026年 輸出目標 3億ウォン

🎯 **日本市場拡大戦略** ・ 介護事業者・福祉用具レンタル・販売企業・シルバー向け金融サービス・アクティブシニア専門店をターゲット

市場・戦略

Japan Market Strategy

日本市場・ターゲット



日本展開のターゲットチャネル

● B2Bチャネル

- ▶ 介護事業者: デイサービス・居宅介護事業者
- ▶ 福祉用具レンタル・販売
- ▶ 病院・リハビリ施設
- ▶ サービス付き高齢者住宅・シルバーハウジング

● B2Cチャネル

- ▶ Amazon Japan: 大規模オンラインモール
- ▶ 楽天市場: 新規展開
- ▶ アクティブシニア専門店
- ▶ ギフト専門店: 健康シニア向けギフト

相談問い合わせ・ご訪問

Contact & On-site Consultation

AIONは、Medical Japan Tokyo 2026 連携輸出商談会期間中
Korea Pavilion Booth KP-04にて海外バイヤー向け1:1相談を実施いたします。
事前相談予約・資料請求は下記チャネルよりお問い合わせください。

AION ・ Consultation Desk

COMPANY

AION

CEO

Yoo Sung-Yong / 柳成龍

MANAGER

Kim Ji-Hoon / 金智勲 部長

WEBSITE

stickpang.com

ADDRESS

釜山広域市 海雲台区 センタム東路57, B101-5
(釜山デザイン振興院)

BOOTH

KP-04 ・ Korea Pavilion, Makuhari Messe

※本プロシユアの仕様・認証・数値は発行時点の資料に基づき、事前通知なく変更される場合があります。事前相談のお申込みは [Medical Japan 2026 事前登録ページ](#)にて承ります。

機能性シューズ ・ CHOCO-FIT

Booth KP-05 ・ Korea Pavilion

Dail

Dail ・ Busan

最も甘く、最も快適な旅を。長時間立ち仕事の方、多く歩く方、アーチサポート・
関節保護が必要な方のための**機能性シューズとインソール**を製造。
釜山自社生産基盤・2022年設立。

CEO

Kim Jung-Hyun / 金政賢

WEBSITE

-

HEAD OFFICE

釜山広域市 沙上区

BOOTH

KP-05 ・ Makuhari Messe

2022釜山に自社工場保有
Made in Busan**Boa[®]**ダイヤルシステム
One-Touch Fit**2⁺**機能性製品ライン
Shoes + Insoles

● 企業ミッション ・ Mission


- ▶ 「最も甘く、最も快適な旅を」提供
- ▶ 長時間立ち仕事・長距離歩行の方へのケア
- ▶ アーチサポートと関節保護の実現

● コアバリュー ・ Core Values

- ▶ **Quality:** 釜山自社製造の高品質 CHOCO-FIT
- ▶ **Functionality:** Boaダイヤルと衝撃吸収ミッドソール
- ▶ **Innovation:** ダイヤル調整式アーチの特許技術

CHOCO-FIT Shoes

機能性ダイヤルシューズ



靴⑦の代わりに**ダイヤル (Boa System)**を回して**ワンタッチでの微細なフィット調整**。便利な着脱と健康機能を同時に享受できる**健康ウォーキングシューズ**。マサイウォーキング・衝撃吸収ミッドソールで関節保護のごとく。

Boa

ダイヤルシステム

Impact

衝撃吸収ミッドソール

Masai

ウォーキング

Busan

自社製造

● 主な機能

- ▶ **Boaダイヤルシステム**: 靴⑦なしで微細なフィット
- ▶ **衝撃吸収ミッドソール**: 関節保護
- ▶ **マサイウォーキング・ラウンドソール**
- ▶ **釜山自社製造**: 一貫した品質管理

● ターゲットユーザー

- ▶ **長時間立ち仕事の方**: 看護師・小売・接客業
- ▶ **多く歩く方**: 外回り営業・旅行好き
- ▶ **高齢者・ご両親へ**: ギフトや孝行に
- ▶ **関節・アーチに不安のある方**

アーチサポートインソール

Functional Insole with Patent Technology

ARCH INSOLE



靴の中に入れて足弓(アーチ)をサポートする**機能性インソール**。足底のバランスを正しく調整し、腰・腕・足への負担を均一に分散。ダイヤルでアーチの高さを自分に合わせて微細に調整できる**特許技術**を採用。

Arch

サポート

Dial

高さ微細調整

Custom

パーソナライズ

Patent

特許技術

● 主な機能

- ▶ **アーチサポート**: 足底バランスの調整
- ▶ **圧分布の均一化**: 腰・腕・足の負担軽減
- ▶ **ダイヤル高さ調整**: ご自身に合わせてカスタマイズ
- ▶ **技術特許**: 他社にない独自の技術

● 対応・使用法

- ▶ **CHOCO-FITシューズ**とのセットでの使用
- ▶ 他のシューズにも交換して使用可
- ▶ 長時間立ち仕事・スポーツ活動
- ▶ リハビリ・矯正ケア

ターゲット・選択ガイド

Target Users & Product Selection

Dailの機能性シューズ・インソールは日常生活で足や関節に負担を感じる方々をターゲットとします。長時間立ち仕事の方、多く歩く方、関節や足弓の保護が必要な方に推奨。

推奨対象ユーザー

ターゲットグループ	主なニーズ	推奨製品
看護師・医療従事者	長時間立ち仕事による足の痛みの緩和	CHOCO-FIT + アーチインソール
小売・接客	一日中の歩行とバランス保持	CHOCO-FITシューズ
外回り営業	長距離歩行による足の疲労	セット専用シューズ
高齢者・シニア	手元だけでの簡易フィット調整	Boaダイヤル・ギフト向け
スポーツ・レクリエーション	衝撃吸収と関節保護	機能性インソール

🎯 **日本市場・ターゲット**・高齢化社会によるシニアファッション・ヘルスケア需要・クラフトマンシップと健康意識の高い市場での競争力確保

認証・市場戦略

Certifications & Market Strategy

主要特許・認証

ダイヤル式アーチ調整特許技術

体型バランス矯正対応

釜山自社製造・OEM/ODM対応可

日本市場進出戦略

● B2Bチャネル

- ▶ 病院・クリニック:リハビリシューズの提供
- ▶ 介護福祉施設:高齢者入居者向け
- ▶ 企業ユニフォーム:小売・サービス業向け

● B2Cチャネル

- ▶ オンライン・Amazon:直接販売
- ▶ 介護用具レンタル:福祉事業者向け
- ▶ セレクトショップ:プレミアム専門店との連携

相談問い合わせ・ご訪問

Contact & On-site Consultation

Dailは、Medical Japan Tokyo 2026 連携輸出商談会期間中
Korea Pavilion Booth KP-05にて海外バイヤー向け1:1相談を実施いたします。
事前相談予約・資料請求は下記チャネルよりお問い合わせください。

Dail ・ Consultation Desk

COMPANY

Dail

CEO

Kim Jung-Hyun / 金政賢

MANAGER

Lee Sang-Eun / 李尚恩

WEBSITE

-

ADDRESS

釜山広域市 沙上区 洛東大路943番地 235, 402
号

BOOTH

KP-05 ・ Korea Pavilion, Makuhari Messe

※本プロシユアの仕様・認証・数値は発行時点の資料に基づき、事前通知なく変更される場合があります。事前相談のお申込みは [Medical Japan 2026 事前登録ページ](#)にて承ります。