




[Medical Japan 2026](#) 出展社パンフレットまとめ・42 P

[←ランディングページへ](#)

 PDFをダウンロード/印刷



FULL COMBINED BROCHURE

5 Companies · 42 Pages

KOREA PAVILION · COMPLETE EDITION

MEDICAL JAPAN

2026・TOKYO・Company Brochure

出展者フルパンフレット 5社・詳細

完全版は、

メディカルジャパン東京2026に参加している韓国パビリオンKヘルスケア会社の5つのパンフレット全体を1つのファイルにまとめたものです。GHINOTECH

（呼吸リハビリテーション）・O2 Lab（バランス測定）・Carenko（AI体型分析）・Ion

（エイジフットケア）・Dyle（フットケア）各社のすべての製品、認証、

輸出の性能を合計42ページで確認できます。

📅 October 6 - 9, 2026

📍 Makuhari Messe, Chiba

Korea Pavilion・5 Companies・42P

主催：釜山テクノパーク

medicaljapan-kr.org

◆ COMPANY BROCHURE・FULL COMBINED EDITION

韓国パビリオン出展者完全パンフレット

Medical Japan 2026・5 K-Healthcare Companies・Full Detail (42 P)

01

KP -01・呼吸リハビリテーション医療機器

GH Innotech

GH Innotech

PAGES
12P

P.03-14

02

KP -02・バランス測定・ダイナミックバランス

株式会社O 2 Lab

O2Lab

PAGES
8P

P.15-22

03

KP -03・AI体型解析・FISICA

株式会社カレンコ

Care&Co

PAGES
6P

P.23-28

04

KP -04・エイジフレンドリー・ビナッティスタッフ

アイオン

AION

PAGES
10P

P.29-38

GH Innotech

GHイノテック株式会社・グッドヘルスイノベーションテクノロジー

健康的な呼吸への第一歩。吸気（IMT）および呼気（PEP）**双方向呼吸筋強化、振動放出およびデジタル測定を含む総合呼吸リハビリテーション医療機器を専門とする企業. SCI Clinical Basis and Procurement Service革新的な製品・9カ国以上に輸出。**

Brand
BIGBREATHE・BreatheCare（ビッグブリード）
Category
呼吸リハビリテーション医療機器・スポーツ強化・デジタル計測
Booth
Booth KP-01・Korea Pavilion, Makuhari Messe
Date
2026. 10. 7 – 10. 9

01・Company


会社概要 GH Innotechについて・ghit.co.kr

Company
Overview

◆ GOOD HEALTH INNOVATION TECHNOLOGY

健康的な呼吸のための最初のステップ, JH Innotechがお手伝いします。

00の疾患の90%は、フリーラジカル00を引き起こすことが知られている。呼吸時に入ってくる酸素の1〜2%が完全に酸化せず、不安定になります。これはすべての病気の原因であり、老化を引き起こします。GHINOTECは、これらのフリーラジカルを低下させ、**健康的な呼吸をサポートする BIGBREATHE・BreatheCareブランドの呼吸リハビリテーション医療機器、スポーツ強化型およびデジタル測定機器を開発および製造しています。**



BIGBREATHE
RESPIRATORY REHAB

COMPANY G Hイノテック株式会社 GH Innotech Co., Ltd.	CEO 勧誘のために Kwon Yu-Yong	BUSINESS 呼吸リハビリテーション医療機器 Respiratory Rehab Devices
HEAD OFFICE 本社・PNU AVEC (46285)釜山市金井区釜山大和路50-beon-gil 68 2 F B 2	BRANCH ぶんでん (46335)釜山市金亭区番宋路356 3階301号室	CONTACT 051-518-4701 ・www.ghit.co.kr

Medical Japan 2026 · Export Consultation 02 / 12 · About GH Innotech
02 · Portfolio

BIGBREATHEファミリーの概要

フル製品ポートフォリオ・8製品

All
Products

すべてのBIGBREATHE製品は耐圧性があります既存のユーロ方式と比較して 卓越したアスレチックパフォーマンス臨床的に証明されています。医療、スポーツ強化、デジタル測定 3つのカテゴリー・8つの製品グループ私たちは持っています。



MEDICAL
Bigbreathe IMT/PEP
双方向の呼吸筋強化



MEDICAL
V-PEP/IMT
振動胸壁バイブレータ



SPORTS
BreST Mask
スポーツ用マスク



SPORTS
S-IMT
小さな吸気筋の強化



SPORTS
3種類のIMT
低・中・高ステップ3



MEDICAL · NEW
IMT/PEP100
双方向メカニカル



DIGITAL · NEW
Smart IMT/PEP100
電子アプリの統合



DIGITAL
BreatheCare
MIP/MEPメーター

ページの🔥後（04-11）各製品の詳細な仕様、機能、認証、および輸出性能を示しています。商品ごとに1ページ最後のP.12で完全な認証、特許、および輸出集計と連絡先ガイダンスを紹介します。

Medical Japan 2026 · Export Consultation 03 / 12 · Product Portfolio
Product 01 · Featured

BigbreatheダブルアクションIMT/PEP

ビッグブリード双方向呼吸筋エンハンサー・メディカルクラスI

KP-01
Feature

MEDICAL · 3-MODE

Bigbreathe IMT/PEP

Big Breed双方向呼吸筋エンハンサー

摂取（IMT）・呼気（PEP）・双方向（IMT + PEP）単方向と比較して、1つのデバイスで3つの呼吸モード ワークアウトの時間を半分に短縮。
SCI臨床論文によって検証された唯一の双方向構造。

40
IMT最大吸気圧（cmH₂O）

20
PEP最大好気圧（cmH₂O）

+20%
MIP改善（SCI）

+23%
MEP改善（SCI）

主な機能・主な機能

- ▶ IMT：横隔膜を強化し、肺容量を増加させ、喘息や呼吸困難を緩和します
- ▶ PEP（呼気）：痰および痰排出、周術期肺機能の向上
- ▶ IMT + PEP（双方向）：同時トレーニングによりワークアウト時間が短縮
- ▶ 圧力調整抵抗：正確な強度ステップバイステップトレーニング対フロー調整

MODEL	DIMENSIONS
Bigbreathe Double Action	190 × 40 mm
IMT PRESSURE	PEP PRESSURE
40 cmH ₂ O ±10%	20 cmH ₂ O ±10%

MATERIAL
PC・ABS・PP・Silicone
CLASS
Medical Class I

ISO 13485 CE MDR FDA Class I MDA・CDSCO・COFEPRIS 調達室イノベティブプロダクツ（第2021-168号） 9か国以上へ🇺🇸🇯🇵🇩🇪🇨🇦🇮🇳の輸出

↪ Medical Japan 2026・Export Consultation 04 / 12・Bigbreathe IMT/PEP

===== 5ページ・V - PEP/IMT（受動的胸壁発振器）
=====

Product 02・Medical

BigbreatheダブルアクションV - PEP/IMT 手動胸壁バイブレータ・振動連結双方向呼吸筋強化

Vibration
Type

MEDICAL・VIBRATION

◆ 医療機器・医療

V-PEP / IMT

手動胸壁発振器V - PEP/IMT

インテーク（IMT）+パッシブ振動呼気（V - PEP）
同時に提供するオールインワン呼吸筋エンハンサー吸入時 横隔膜トレーニング、
呼気時 23 Hz気道振動痰や肺の合併症の予防。

7-46
IMT圧力（cmH₂O）

23Hz
V - PEP振動周波数

2-in-1

±2



主な機能・主な機能

- ▶ IMT（吸入）：横隔膜トレーニング、肺容量の改善、心肺耐久性
- ▶ V - PEP（呼気）：23 Hz気道振動・痰排出・肺合併症の予防
- ▶ 統合：胸壁発振器+吸気筋エンハンサーシングルユニット
- ▶ カスタマイズされた圧力：ユーザー固有のステップセット、腹部呼吸誘導
- ▶ 取り外し可能なマウスピース：衛生的、保管に便利

MODEL

Bigbreathe Double Action V-PEP/IMT

IMT RANGE

7-46 cmH₂O (±2)

DIMENSIONS

150 × 40 × 95 mm

V-PEP FREQ.

23 Hz Manual

MATERIAL

PC・ABS・PP・Silicone

CLASS

Medical Class I

適応症

- ▶ 肺手術前後の患者リハビリテーション
- ▶ 慢性肺疾患・気管支拡張症
- ▶ 高齢者の呼吸リハビリテーション・咳の減少
- ▶ 運動能力と心肺持久力の向上
- ▶ 呼吸器合併症の予防

ISO 13485

CE MDR

FDA Class I

MDA・CDSCO・COFEPRIS

KR 10-2021096・KR 10-2416723・US 12,064,663

PPSイノベティブプロダクツ・仁川西区・ミチュホル地区デモンストレーション・ベトナム病院デモンストレーション

輸出  等

↪ Medical Japan 2026・Export Consultation 05 / 12・V-PEP/IMT
Product 03・Sports

BreSTマスク ブレストマスク・耐圧スポーツマスク

Sports
Mask

SPORTS・MASK

◆ スポーツ & 強化・スポーツ強化

BreST Mask

耐圧性呼吸器エクササイズマスク

ウェアラブル高強度呼吸トレーニング。

ランニングやクロスフィットなどのオイルや嫌気性運動中に着用

高山トレーニングの効果は再生されます。手は自由であり、

オイルと嫌気性トレーニングと並行して使用することができます。

新羅大学連携論文心肺機能の44%の改善を示した。

6-72

圧力範囲（cmH₂O）

9相

抵抗レギュレーション

+44%
心肺機能の改善（論文）

Hands
無料・ハンズフリー



主な機能・主な機能

- ▶ **高強度呼吸エクササイズ**：オイルと嫌気性トレーニングを同時に行う
- ▶ **ハンズフリー**：ランニング、健康、クロスフィットに最適
- ▶ **高山訓練再生**：低酸素環境シミュレーション
- ▶ **ダイエット効果**：腹部呼吸を誘発・カロリーー燃焼
- ▶ **9段階圧力規制**：ユーザーレベルによるアライメント

TYPE
Sports Training Mask

REFERENCE
新羅大学連携論文

PRESSURE
6-72 cmH₂O・9-Level

FEATURE
ハンズフリー・ウェアラブル

MATERIAL
Medical Silicone・PC

CLEANING
Water washable

ISO 13485 (2023.04.09)

FDA Class I (2023.03.15)

KR 10-2416723・US 18/771,690

輸出     等

↪ Medical Japan 2026・Export Consultation 06 / 12・BreST Mask

===== Page 7・S - IMT （超小型）

=====

Product 04・Sports

S - IMT

ワールドサブミニチュア耐圧インテークルートエンハンサー

Compact
Sports

SPORTS・COMPACT

◆ スポーツ＆強化・スポーツ強化

S-IMT

Tiny inspiratory root toner・Small IMT

世界最小耐圧吸気ルート強化剤。既存のIMTと比較して **40 %**
以上のコンパクト化ポータブル・超軽量設計となり、
釜山国立大学との臨床連携において、**MIPが22%改善、MEPが24%改善** 確認：
国防省による優れた使用製品の選定（海兵隊第1師団の実証使用）。

16-100
圧力範囲（cmH₂O）

9相
抵抗レギュレーション



+22%
MIP改善（臨床）

-40%
サイズ小型化（対IMT）

主な機能・主な機能

- ▶ 心肺機能の強化：吸気筋と肺容量の増加
- ▶ 腹部呼吸誘導：横隔膜厚み増加
- ▶ 超軽量で超コンパクトな：ポータビリティとモビリティに最適化
- ▶ 乳酸放出の遅延：運動時間の改善
- ▶ 9段階圧力規制：ユーザーレベル別トレーニング

対象・対象ユーザー

- ▶ 高齢者・一般・リハビリ患者
- ▶ 国防省物資（海兵隊第1師団実演）
- ▶ アスリート・プロアスリート
- ▶ 出張者/出張ユーザー（ポータビリティ）
- ▶ 学校や団体の大規模な導入のため

TYPE	PRESSURE	SIZE
小IMT（摂取のみ）	16-100 cmH ₂ O・9-Level	- 40 %（既存のIMTに対して）
MATERIAL	REFERENCE	AWARD
PC・Silicone	釜山臨床大学：MIP +22%、MEP +24%	防衛省の物品

ISO 13485 (2023.04.09) CE MDR (2022.11.15) FDA Class I (2023.03.15) KR 10-2416723・US 18/771,750 輸出      等

↶ Medical Japan 2026・Export Consultation 07 / 12・S-IMT

===== 8ページ・3 IMT（低/中/高）

=====

Product 05・Sports

IMTシリーズ（低・中・高）
3段階圧力顆粒吸気筋エンハンサー

3-Level
Series

SPORTS・3-COLOR SYSTEM

◆ スポーツ＆強化・スポーツ強化

3種類のIMT

三段圧区分呼吸エクササイザー（低・中・高）

ユーザーごとの3つのレベルの圧力セグメンテーション一般市民からプロフェッショナルまで
ステップバイステップを使用するインスピレーションルート強化剤の可能性のあるラインナップ。屋内と屋外の両方に適しています
グローバル供給のためのユニバーサル製品. 各色ごとに10レベルの抵抗微調整。



- 低（緑）・はじめに** 12-93 cmH₂O ・ステージ10 ・初期リハビリテーション ・高齢者 ・女性
- ミドル（ブルー）・中級** 19-174 cmH₂O ・ステージ10 ・一般成人 ・回復期
- 高（赤）・上級** 31-256 cmH₂O ・ステージ10 ・アスリート ・特殊部隊 ・プロ

主な機能・主な機能

- ▶ **3段階圧力セグメンテーション** ：ユーザーレベルによる正確なマッチング
- ▶ **色ごとの10ステップ抵抗** ：細かいトレーニング強度
- ▶ **グローバル多様性** ：屋内と屋外、家庭と屋外の両方に適しています
- ▶ **セット販売** ：ステップバイステッププログラムの操作が可能
- ▶ **ダイエットとエクササイズを並行して** ：すべてのターゲットカバー

シナリオ・ユースケース

- ▶ **リハビリ** ：回復段階による抵抗制御
- ▶ **トレーニングセンター** ：メンバーレベルのマッチング
- ▶ **スポーツチーム** ：新しい→第1ステージトレーニング
- ▶ **Fitness** ：性別と年齢による抵抗の選択
- ▶ **Home** ：ファミリーメンバー別の色

ISO 13485 (2023.04.09) CE MDR (2022.11.15) FDA Class I (2023.03.15) **KR 10-1924596 ・ US 11,247,098** 輸出       等

✧ Medical Japan 2026 ・ Export Consultation 08 / 12 ・ IMT Series

===== Page 9 ・ Bigbreathe IMT/PEP 100 （双方向メカニカル・新規） =====

Product 06 ・ New Release

Bigbreathe IMT/PEP 100

双方向耐圧呼吸エクササイズ ・ メカニカル

Mechanical
New

MECHANICAL ・ 100 CMH₂O

NEW

◆ 医療機器 ・ 医療 ・ 新規

Bigbreathe IMT/PEP100

双方向耐圧呼吸エクササイズ ・ メカニカル

IMT ・ PEP各100 cmH₂Oまで
範囲内の呼吸エクササイズをサポートする機械式双方向呼吸筋トナー。
ロータリーダイヤル1〜10レベルの抵抗調節、
吸気および呼気抵抗を備えています **独立した規制** はい。電源 ・ アプリは不要です
ハンドヘルドポータブル。



100
IMT・PEP max (cmH₂O)

10相
回転ダイヤル調整

3Mode
IMT・PEP・IMT+PEP

Manual
パワーやアプリは必要ありません

主な機能・主な機能

- ▶ **双方向トレーニング**：吸気筋（IMT）と呼気筋（PEP）の同時サポート
- ▶ **独立抵抗規制**：それぞれ摂取量と呼気量のダイヤル調整
- ▶ **3モード**：吸入/呼気/吸入+呼気
- ▶ **ステップ1-10耐圧性**：個々の強度を設定する
- ▶ **取り外し可能および洗濯可能**：衛生的なメンテナンス

アプリケーション・アプリケーション

- ▶ 呼吸リハビリテーションと呼吸筋
- ▶ スポーツ・ランニング・水泳・フリーダイビング
- ▶ ボーカル・ボーカル・ボーカルトレーニング
- ▶ ポータブル・お部屋の使い放題
- ▶ プロフェッショナルにもアマチュアにも

MODEL
Bigbreathe IMT/PEP100

DIMENSIONS
103 × 48 × 82 mm

MATERIAL
PC・ABS・PP・Silicone

PRESSURE
IMT/PEP each ≤100 cmH₂O

ADJUSTMENT
Rotary Dial・10-Step

TYPE
Mechanical・Portable

ISO 13485 (2023.04.09) FDA Class I (2026.01.01) KR 10-2021096・KR 10-2416723・US 12,064,663 Newly released・2026 launch

↪ Medical Japan 2026・Export Consultation 09 / 12・Bigbreathe IMT/PEP100

===== 10ページ・スマートIMT/PEP 100（電子・アプリ連携・新規） =====
Product 07・Digital・New

スマートIMT/PEP 100
双方向耐圧呼吸エクササイザー/電子アプリインターロック

Digital
New

DIGITAL・BLUETOOTH

NEW

◆ デジタルヘルスケア・デジタル・新規

Smart IMT/PEP100

双方向耐圧呼吸エクササイズ・エレクトロニック

測定→解析→呼吸器→
データ管理1つのサービスに統合されたスマートな呼吸ヘルスケア製品。
MIP/MEP呼吸筋測定 **FVC・FEV1**・
PEF肺活量指数1つのデバイスでサポートします。
Bluetoothアプリの統合を使用して、
リアルタイムのデータストレージとトラッキングを行います。

MIP
MEP

FVC
FEV1

呼吸筋の測定

肺活量測定

BT

Bluetooth・アプリ統合

iOS
AND

モバイルアプリのサポート



主な機能・主な機能

- ▶ MIPおよびMEPの測定：呼吸筋力の定量的確認
- ▶ スパイロメトリ：FVC・FEV1・FVC/FEV1・PEF
- ▶ 予測値・LLN比較：年齢・性別別
- ▶ 双方向IMT + PEP移動：耐圧
- ▶ Bluetoothアプリ統合：iOS/Androidデータストレージ
- ▶ ライブフィードバック：カスタマイズされた呼吸訓練プログラム

MODEL

Smart IMT/PEP100

CONNECTIVITY

Bluetooth・iOS/Android

DIMENSIONS

103 × 48 × 82 mm

MEASUREMENT

MIP・MEP・FVC・FEV1・PEF

MATERIAL

PC・ABS・PCB・Silicone

CLASS

Medical Digital Device

主な機能・主な機能

- ▶ 4-in-1統合：測定+分析+運動+管理
- ▶ MIP/MEP + 肺活量単一機器をサポート
- ▶ リモート管理機能：他社との差別化
- ▶ 呼吸機能の変化の追跡：個々の記録
- ▶ 自己管理呼吸器の健康：継続的なモニタリング

ISO 13485 (2023.04.09)

FCC (2025.01.07)

KC (2025.01.07)

KR 10-2851149 (双方向呼吸運動および測定装置)

🇰🇷 チェコ語への輸出など

↪ Medical Japan 2026・Export Consultation 10 / 12・Smart IMT/PEP100

Product 08・Digital

BreatheCare MIP/MEP

呼吸機能測定装置・ICT系デジタル測定

Digital
Measure

DIGITAL・MIP/MEP

◆ デジタルヘルスケア・デジタル計測

BreatheCare MIP/MEP

呼吸機能測定装置・ICT系

韓国および海外で最初の単一のユーロ呼吸器筋肉および肺活量測定装置。MIP、MEP、および肺活量を1つで測定し、
圧力フロー回帰アルゴリズムで正確性を確保。性別と年齢に基づく
LLN自動計算早期劣化防止・病室の誘導。

MIP
MEP

呼吸筋の測定

LLN

自動計算アルゴリズム



App
iOS・Androidアプリ

FCC
KC
電磁波認証

主な機能・主な機能

- ▶ 3-in-1測定：呼吸筋+肺活量+呼吸運動
- ▶ ICTベースのモバイル統合：iOS/Androidアプリ
- ▶ 圧カフロー回帰アルゴリズム：正確な呼吸性能
- ▶ LLN自動計算：性別および年齢ベースの平均以下のアラート
- ▶ フィッシングゲームコンテンツ：退屈ではない呼吸エクササイズ
- ▶ 非対面モニタリング：Webおよびアプリのリモート管理

主な機能・主な機能

- ▶ 価格競争力：既存の高価な機器と比較
- ▶ 呼吸筋年齢表示：予測スクリーニング診断
- ▶ モビリティ、アクセシビリティ、スケーラビリティ：有線製品に対する優位性
- ▶ 遠隔医療リンク：非対面処方ソリューション
- ▶ ワイドターゲット：高齢者・COPD・スポーツ

MODEL
BreatheCare MIP/MEP
CONNECTIVITY
Wireless (BT)・App

DIMENSIONS
40 × 50 × 90 mm
CONTENT
釣りゲームと呼吸法

MATERIAL
ABS・PP・PCB
CLASS
Digital Measurement

FCC (2023.02.03) KC (2023.12.22) CE DoC (2023.12.22) PSE (2023.02.03) WPC (2025.08.27) KR 10-2348292 (ポータブル呼吸測定および運動装置)

輸出 等

Medical Japan 2026・Export Consultation 11 / 12・BreatheCare MIP/MEP
03・Consolidated

認証・特許・輸出・照会
統合認証、IP、エクスポート、連絡先

Contact
Desk
国際および国内 すべての認証

ISO 13485 CE MDR (EU) FDA Class I (US) MDA
CDSCO COFEPRIS FCC・KC・PSE 調達室革新的な製品

特許ポートフォリオ 特許ポートフォリオ

くぶん	名称	登録番号	日時
特許	呼吸リハビリテーション	KR 10-1924596	2018.11.27
特許	呼吸リハビリテーション	KR 10-2021096	2019.09.05
特許	呼吸筋エンハンサー	KR 10-2416723	2022.06.30
特許	携帯型呼吸計測呼吸器	KR 10-2348292	2022.01.04
特許	双方向呼吸訓練と測定装置	KR 10-2851149	2022.01.04
 US Patent	Respiratory Rehabilitation Apparatus	US 11,247,098	2022.02.15
 US Patent	Respiratory Muscle Strengthening Device	US 12,064,663	2024.08.20

輸出国/国内デモンストレーション 輸出および公共調達

-  USA
-  Australia
-  Germany
-  Japan
-  Czech
-  Slovenia
-  Vietnam
-  Chile
-  Hong Kong
-  Malaysia
-  India
-  Spain

革新的製品の 公共調達サービス実証（第2021-168号）

2023年ソウルの4つの自治区（広津区など）の試験的利用→2024年ダンジン、蔚山、釜山障害者福祉センター→2025仁川西区公衆衛生所・みちゅうほる地区事務所実演→2025年ベトナム国立肺病院・ベトドク大学病院デモンストレーション

GH Innotech ・ 相談窓口

Company **G H イノテック株式会社**
CEO **クォン・ユヨン**
Booth **KP-01 ・ Korea Pavilion, Makuhari Messe**
Date **2026. 10. 7 – 10. 9 (JST)**
Contact **ghit@ghit.co.kr ・ 051-518-4701**
Website **www.ghit.co.kr ・ smartstore.naver.com/bigbreathe**
↗ Medical Japan 2026 ・ Export Consultation 12 / 12 ・ Contact

株式会社O 2 Lab

O 2 Lab・スマートボディバランス&

リハビリテーションソリューション

運動を研究し、健康的な生活を提案します。自社開発のバランス指数アルゴリズムで静的・動的バランスを定量的に測定し、**ワンストップバランスマネジメントシステム. を実装するスマートヘルスケア機器を専門とする企業**米国、英国、マレーシアなど**8カ国に輸出.**

Product
ダイナミックバランス

Category
デジタルヘルスケア、リハビリテーション、バランス調整デバイス

Booth
Booth KP-02・Korea Pavilion, Makuhari Messe

Date
2026. 10. 7 – 10. 9

01・Company

会社概要 O 2 Labについて・onlyonelab.co.kr

Company
Overview

◆ MOVEMENT STUDY・HEALTHIER LIFE

スタディムーブメントおよび健康的な生活を提案します。

O Lab (O 2 Lab)は、理学療法とリハビリテーションの分野の専門知識に基づいて設立されたスマートヘルスケア機器およびソリューションの研究開発会社です。O 2 Labは、バイオヘルスの分野の知識とスキルに基づいて、ポジチュラルヘルスケアの測定評価、研究開発、および生産を行い、**ヒト運動研究および損傷防止スマートヘルスケア製品を、理学療法工学の専門研究開発組織との技術的コラボレーションを通じて開発しています。輸出ネットワークを米国、中国、日本を含むカ国に拡大しています。**



COMPANY 株式会社O 2 Lab O2Lab・Only One Lab Co., Ltd.	CEO イ・スギョン Lee Soo-Kyung	BUSINESS スマートヘルスケア機器の研究開発 Balance・Rehab・Digital Health
PRODUCT Dynamic Balance・Ver.3 静的および動的のバランス医療機器	GLOBAL 8カ国に輸出 米国・英国・マレーシア・日本など	CONTACT onlyonelab.co.kr Booth KP-02・Makuhari Messe

5 Mode

100 %

0.05 sec

Medical Japan 2026・Export Consultation 02 / 08・About O2Lab
Product・Flagship

ダイナミックバランス

ダイナミックバランス/バランスインデックスアルゴリズムベースbalancingメディカルデバイス

Balance
Measurement

MEDICAL DEVICE・CLASS I



◆ 旗艦・医療機器クラス1

Dynamic Balance

ダイナミックバランス・アタクシアアトマイザー（Ver.3）

自社開発 バランスインデックスアルゴリズム 人体の静的および動的バランス状態
定量的な測定と分析運動性アトマイザー。静的1+動的4
合計5つの測定モード 左右の圧力分布、中心移動、バランス能力の分析。病院、
リハビリテーションセンター、ヘルスケアセンターなど、
さまざまな分野で使用できます。ポータブル・ポータブル構造。

5 Mode
測定モード

4 Type
ボディタイプの分類

Ver.3
商品化状況

1 レーティングナンバー
医療機器の分類

主な機能・主な機能

- ▶ 測定静的+動的のバランス：5モード（静的1+動的4）
- ▶ 左右圧力分布解析：定量データ可視化
- ▶ センターシフトとバランス調整能力定量分析
- ▶ 専用アプリ統合：リアルタイムの結果と結果
- ▶ ポータブルおよびモバイル構造物：病院やリハビリテーションセンターのどこにでも設置

申請サイト・申請

- ▶ 病院、リハビリクリニック、大学
- ▶ デイサービスセンターと高齢者福祉施設
- ▶ 地域ヘルスケアセンター・ヘルスケアセンター
- ▶ 東洋医療クリニック・転倒予防プログラムオペレーター
- ▶ スポーツ&リハビリテーショントレーニングセンター

MODEL	DEVICE	STAND
Dynamic Balance Ver.3	557 × 436 × 33 mm	356 × 173 × 407 mm
MATERIAL	CLASS	国内供給価格
強化ガラス・PC（天板）・ABS（底板）	医療機器1級・運動失調噴霧器	700万ウォン（競合他社2,000万～8,800万ウォン）

ISO 9001および14001（2019-2022年連続）GS認定1級（2020.02）医療機器製造業許可・第一種製造業宣言書KC電磁波準拠認証

釜山ITコンバージェンス部品研究所SWテストレポート（SW-22-0059）

Medical Japan 2026・Export Consultation 03 / 08・Dynamic Balance
Product・Technology

測定モード・体型区分


5つの測定モードと4つの体型分類



4体型分類 4体型分類・グレード別



ワンストップシステム・残高管理システム 連続残高管理フロー



カスタム認知運動と差別化ポイント

コグニティブトレーニングプログラム&コンペティティブエッジ

Solution

Strengths

ダイナミックバランスは単なる測定装置ではありません。測定データに基づく **カスタマイズされたエクササイズソリューション**とリアルタイムの**応答性認知エクササイズプログラム**これは、単純な測定に焦点を当てて、競合他社と根本的に差別化されています。

リアルタイム応答性認知エクササイズ・認知トレーニング

測定可能な指標	カスタマイズされたワークアウトソリューション
▶ 中心移動モダリティ：リアルタイム軌道可視化	▶ 4つのボディタイプのワークアウトプログラムの自動提案
▶ バランス時間：定量的記録	▶ 並列のリアルタイム応答性認知運動プログラム
▶ 片足を持ち上げる実行時間：左右比較分析	▶ 測定→トレーニング→再測定変更管理
▶ 左、右、前後の残高の変化：時間と数量の確認	▶ 結果の自動生成を伴う件の相談/トレーニングの支援
▶ クラスによる特性の分類：タイプ別にパーソナライズされた処方箋	▶ データを蓄積するときにアルゴリズムの進歩が可能

競合他社との差別化 競争優位性

比較項目	競争力のある製品	Dynamic Balance
測定範囲	単一姿勢または圧力分布のみ	スタティック+ダイナミック5モード
測定後	結果を確認するだけです	ボディタイプフィットソリューション→まで
認知エクササイズ	機器が不要、または個別の機器が必要	リアルタイム応答統合
移動性	固定取付タイプ	ポータブル

比較項目	競争力のある製品	Dynamic Balance
料金	2,000万～ 8,800万ウォン	国内供給700万ウォン

釜山🇰🇷 ITコンバージェンス部品研究所の検証：平均モード切替時間 **0.05秒**、データ収集成功率 **100%** 検証（試験報告書SW -22 -0059）・システム安定性及びデータ処理性能検証

↩ Medical Japan 2026・Export Consultation 05 / 08・Solution & Differentiation
02・Compliance

認定と知的財産

認証および特許ポートフォリオ

Quality
& IP
特許ポートフォリオ 特許ポートフォリオ・4 KR + 1 PCT

くぶん	発明名	登録・出願番号	日時
とうろく	ダイナミックバルンサー	KR 10-1887097	2018.08.03
とうろく	ダイナミックバルンサ制御システム及び制御方法	KR 10-2231899	2021.03.19
とうろく	ボディバランス能力測定装置及び制御方法	KR 10-2514194	2023.03.27
🇰🇷 アプリケーション	体型・筋骨格測定に基づく運動解析装置	KR 10-2023-0151813	2024.03.18
🌐 PCT	ダイナミックバルンサー制御システム（国際）	PCT/KR2019/017084	2019.12.05

認証ステータス 認証

くぶん	認定	たいも	日時
国 際	GS認定グレード1	Dynamic Balance 2.0	2020.02.27
品質と環境	ISO 9001 & ISO 14001	品質環境マネジメントシステム	2019年～ 2022年連続
医療機器	医療機器製造業許可証	株式会社O 2 Lab	ほかん
医療機器	運動失調性耕運機グレード1製造報告書	Dynamic Balance	ほかん
ないち	KC電磁波準拠認証	Dynamic Balance	ほかん
SW検証	釜山ITコンバージェンス部品研究所SWテストレポート	SW-22-0059	2022

↩ Medical Japan 2026・Export Consultation 06 / 08・Certifications & IP
03・Market

海外市場参入・輸出実績

グローバル展開および輸出実績

Global
Reach



主な輸出国 確認された輸出市場

- 🇺🇸 米国・LAリハビリテーションクリニック配信
- 🇬🇧 United Kingdom
- 🇲🇾 Malaysia
- 🇯🇵 日本（進行中）
- 🇨🇳 China

海外展示会とコンサルテーション グローバルトレードショーの歴史

2022
ASD 2022・医療大阪2022

自閉症スペクトラム障害・医療大阪・アジア市場参入基盤

2023
CES 2023・2023 K-CON LA

2つの MOUに署名・40,000米ドル・米国ロサンゼルスでリハビリテーションクリニックの提供を開始

2024
CES 2024・MEGA US Vietnam 2024

メガUSベトナム・覚書8調印・東南アジア市場拡大

2026
CES 2026・輸出版売契約締結

ダイナミックバランス輸出/販売1 +覚書1・継続的な販売創出

2026.10
メディカルジャパン東京2026に参加

幕張メッセ・ブースKP -02・日本の超高齢社会市場への本格参入

日本の市場機会・65歳以上の人口 29.3% 超高齢社会・高齢者市場の規模 101兆円（2025年）・デイサービスセンター、高齢者福祉施設、地域の医療機関向け
転倒予防リハビリテーションプログラム 機材で提案可能

★ Medical Japan 2026・Export Consultation 07 / 08・Global Market
04・Contact

相談・訪問
コンタクト&オンサイトコンサルティング

Get in
Touch

O 2 Lab Co., Ltd.は、Medical Japan Tokyo 2026連携輸出協議中に、**Korea Pavilion Booth KP -02で海外バイヤーと1対1の協議を行います。日本の超高齢社会対応転倒予防、リハビリ、**
デイケア市場の主なターゲットである医療機器、リハビリテーション機器、
高齢者向け流通パートナーの発見に焦点を当てています。

関心のある主な市場・日本（医療、リハビリ、エイジフレンドリー） チケットマッチング・ダイナミックバランス単一製品フ
ォーカス 通訳サポート・韓国・英語・日 医療機器クラス1およびGSクラス1を装備

協議後計画 事後計画

Step 1
インタラクティブバイヤーのフォローアップ交渉

購買意向、流通能力区分、製品紹介、認証データ、見積もり、ビデオ会議、サンプル供給

Step 2
現地デモンストレーション・新市場開拓

病院、リハビリテーションクリニック、デイサービスセンター、使いやすさ、設置環境、購入意向の確認

Step 3
製品およびマーケティング資料のローカライズ

日本UI・結果シート・マニュアル改善・現地ユースケース・プロモーションメッセージを反映

Step 4
パッケージオファーを展開

機器販売→カスタムインソール+エクササイズと認知エクササイズソリューションの拡張統合パッケージ

Step 5
輸出契約と持続的な販売

韓国で3億ウォン、海外で2000万ウォン、海外販売、技術サポート専門人材採用連携の目標

O 2ラボ・相談窓口

Company**O 2 Lab・O 2 Lab・株式会社オンリーワンラボ**
CEO**イ・スギョン**
Product**ダイナミックバランスVer.3**
Booth**KP-02・Korea Pavilion, Makuhari Messe**
Date**2026. 10. 7 – 10. 9 (JST)**
Website**www.onlyonelab.co.kr**

このパンフレットの仕様、認証、および図は、出版時の資料に基づいており、予告なく変更されることがあります。事前登録と統合の手順は、[**メディカルジャパン2026事前登録ページ**](#)をご覧ください。

株式会社カレンコ Care&Co Corp.・ パーソナライズされたデジタルヘルス ケア

予防から管理まで、FISICA。634の高性能センサーと3
Dデジタルツーツインテクノロジーを備えたボディーシェイプバランス分析を提供するスマートヘルスケアプラットフォーム
96 %の精度。9カ国が輸出、米国企業と日本のパートナーシップが完了しました。

Brand
フィシカ
Category
デジタルヘルスケアと体型分析
Booth
Booth KP-03・Korea Pavilion, Makuhari Messe
Date
2026. 10. 7 – 10. 9

01・Company

当社について・Fisica Solutions Care&Co・carenco.krについて

Company
Overview

◆ PREVENTION & PERSONALIZED DIGITAL HEALTHCARE

予防ケア、 フィシカと一緒に。

韓国の3人に1人が筋骨格系疾患を患っており、総健康保険費用の %
を占めています。Carenko Co., Ltd.は、自社開発の足底圧力測定装置とAI 3
Dデジタルツインプラットフォームを組み合わせた超パーソナライズされたヘルスケ
アソリューション Fisicaで、
ライフケア業界のデジタルトランスフォーメーションをリードしています。
精度と予防が最優先事項です。



COMPANY
株式会社カレンコ
Care&Co Corp.

CEO
Yoon Jeong - yong
Yoon Jung-Yong

BUSINESS
デジタルヘルスケアプラットフォーム
Digital Healthcare・AI Body Balance

SOLUTION

Fisica Scale + App

ハードウェア+ソフトウェア統合ソリューション

GLOBAL

米国法人・日本パートナーシップ

9カ国に輸出・アラブ首長国連邦の2つのNDA

CONTACT

carencor.kr

Booth KP-03・Makuhari Messe

Fisicaキーフィギュア キーナンバー・予防→分析→管理

10^{sec}

634

96%

Medical Japan 2026・Export Consultation 02 / 06・About Care&Co
Product 01・Hardware

フィシカスケール

フィジカスケールとスマートボディ形状分析装置

Device
Hardware

DEVICE・BLUETOOTH / WIFI



◆ デジタルヘルスケア機器・ハードウェア

Fisica Scale

スマートボディ形状分析装置

計量のように10秒以内足底圧力と姿勢データのマルチモーダル収集。

高性能センサー634個

プロフェッショナルグレードのパフォーマンスのためのオンボード、**世帯価格（385,000ウォン）**普及可能な安全な測定方法。

634

高性能

10^{sec}

測定時間

96%

分析精度

0

放射線被曝

主な機能・主な機能

- ▶ 足底圧力測定: 634センサ精密測定
- ▶ ポスチャデータ：マルチモーダル収束分析
- ▶ 安全測定：放射線曝露および蓄積のリスクなし
- ▶ Bluetooth・WiFi接続：スマートフォンアプリのリアルタイム統合
- ▶ 持ち運びや保管に便利：小型化された専用PCは必要ありません

アプリケーション・アプリケーション

- ▶ ホームデイリーヘルスケア
- ▶ リハビリ・ボディコレクション・ソックライナーのカスタマイズ生産
- ▶ 医療分野（脳卒中および糖尿病進行チェック）
- ▶ 高齢者および成長中の子供ヘルスケア
- ▶ 筋骨格系障害の予防と管理

MODEL

Fisica Scale

SENSORS

634 High-Precision

MATERIAL

ABS他

MEASUREMENT

Plantar Pressure・Posture

CONNECTIVITY

Bluetooth・WiFi

PRICE

₩ 385,000（世帯）

ISO 9001 (2022.07)

KC EMC/RF (2022・2024・2025)

CE (2024.04)

FCC (2024.04)


VCCI (2024.04)

GS認定グレード1（2024.09）

Medical Japan 2026・Export Consultation 03 / 06・Fisica Scale
Product 02・Software

Fisicaアプリ

App
Platform



主な機能・主な機能	
▶ 3 Dデジタルツイン可視化	：骨盤および脊椎の非対称性診断
▶ AI診断	：96 %精度の姿勢分析
▶ パーソナライズされたケア提案	：ハイパーパーソナライズされたヘルスケア
▶ トラッキング改善	：継続的なケアと予防
▶ 共有機能	：家族や専門家との健康問題の共有
PLATFORM	VISUALIZATION
iOS・Android	3D Digital-Twin
MODEL	B2B OPTION
フリーミアム+ AIメンバーシップ	SaaSサブスクリプション

スマートフォンアプリだけですべての機能を利用できます 専用のPCは必要ありません 筋骨格系疾患の予防・管理支援

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 04 / 06・Fisica App
02・Compliance

認定と知的財産

認証および特許ポートフォリオ

Quality
& IP
国際・国内 認証・8項目

分類・区分	認定	認証コード	日時
品質認証	ISO 9001:2015	ITS-KQ-01724	2022.07.05
ないち	KC（EMC/RF）電磁波認証	R-R-CNn-CN-1G001	2022.05.26
ないち	KC（EMC/RF）電磁波認証	R-R-CNn-CN-1G002	2024.04.05
ないち	KC（EMC/RF）電磁波認証	R-R-CNn-CN-1G003	2025.12.02
ヨーロッパ	CE認証	DOC-CE-CN-1G002	2024.04.05
メリケン	FCC認証	DOC-FCC-CN-1G002	2024.04.05
わちよう	VCCI認証（EMC日本）	240400100SEL-EMC1	2024.04.22

◆ デジタルヘルスケアアプリ・ソフトウェア

Fisica App

AI 3 Dデジタルツインヘルスケアアプリ

全身X線のように3 Dデジタルツイン可視化 骨盤および椎骨の非対称性
背中の体型の不均衡を分析します。医学的知識は必要ありません 直感的な理解
可能なデータとカスタマイズされた管理方法の提案。

3D
デジタルツイン可視化

AI
診断アルゴリズム

iOS
AND
モバイルアプリのサポート

B2B
SaaS
メンバーシップサブスクリプションタイプ

サービスのスケラビリティ

- ▶ AIメンバーシップサブスクリプションモデル（B2C）
- ▶ B2B SaaSサブスクリプション（ヘルス&ピラティススタジオ）
- ▶ 非対面ヘルスケアプラットフォームの拡大
- ▶ メタバース・デジタルヘルスケアリンケージ
- ▶ 長期的な販売と顧客ロックイン構造の確保

分類・区分	認定	認証コード	日時
国際	GS認定（Tier 1）	TGS-A-24-0252-E	2024.09.11

特許ポートフォリオ 特許ポートフォリオ・3付与済み+ 4保留中

くぶん	名称	登録・出願番号	日時
とうろく	足底圧の測定により健康情報を提供するシステム	KR 10-201775691	2017.08.31
とうろく	重量測定用の柔軟な足底圧力計	KR 10-201859670	2018.05.14
とうろく	Health information providing system through plantar pressure measurement	US 11,311,208 B2	2022.04.26
 アプリケーション	足圧測定装置と体型健康測定システム	KR 10-2024-0068497	2024.05.27
 アプリケーション	リアルタイムバランスと態度分析パーソナライズされたヘルスケアシステム	KR 10-2025-0045957	2025.04.09
 アプリケーション	足底圧力測定装置	KR 10-2025-0208869	2025.12.24
 PCT	足底圧力測定装置（国際出願）	PCT/KR2025/022731	2025.12.24

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 05 / 06・Certifications & IP 03・Market & Contact

輸出実績・問合せ

輸出実績&相談窓口

Global Reach
主要輸出国 輸出市場・9カ国・累計76,762米ドル(2024 -25)

-  USA
-  Canada
-  Germany
-  France
-  Italy
-  Czech
-  Australia
-  Japan
-  Singapore

グローバルパートナーシップとアウトリーチ パートナーシップとマイルストーン

2017
初特許登録・足底圧力測定システム

KR 10-201775691・健康情報提供システムのソース技術の確保

2022
ISO 9001・米国特許登録（ US 11,311,208 B 2）

品質マネジメントシステムの確保とグローバルIP拠点の確立

2024
CE・FCC・VCCI・GS 1級・米国法人設立

欧州、米国、日本認証+ Care&Co USA完了・日本パートナー契約

2025
累計輸出額76,762米ドル・UAE NDA 2件

2026.10

メディカルジャパン東京2026に参加

幕張メッセ・KP -03・日本パートナーとのフルサプライローンチ

株式会社カレンコ・相談窓口

Company**Care&Co Corp.**

CEO**ユン・ジョンヨン**

Brand**フィシカ・ボディバランス解析**

Booth**KP-03・Korea Pavilion, Makuhari Messe**

Date**2026. 10. 7 – 10. 9 (JST)**

Website**www.carenco.kr**

このパンフレットの仕様、認証、および図は、出版時の資料に基づいており、予告なく変更されることがあります。事前登録と統合の手順は、**メディカルジャパン2026事前登録ページ**をご覧ください。

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 06 / 06・Contact

アイオン

高齢者や弱い歩行者の安全で自由な移動のための 001。
BINATTI軽量カーボン素材とプレミアムデザインを組み合わせた5本杖ラインナップ。高齢者向け優良商品・
高齢者介護保険福祉用具対象商品登録。

Brand	BINATTI
Category	高齢者に優しい歩行補助器具
Booth	Booth KP-04 ・ Korea Pavilion, Makuhari Messe
Date	2026. 10. 7 – 10. 9

01 · Company

会社概要 AION・プレミアムシルバークエアソリューションズについて

Company Overview

◆ SAFE · LIGHT · BEAUTIFUL WALKING

**高齢者の自立移動および
安全な日常生活をサポートします。**

Aionは、高齢者や歩行者の加速する年齢をサポートするために、プレミアムウォークアシストブランド Binattiを展開しています安全で便利な動き。ユーザーの身体状態と使用環境に応じて、折りたたみ式、ストレート、LEDライト、スタンド、木材などのつのラインナップを構築し、軽量のカーボン素材とデザイン感を組み合わせたプレミアムステッキで日本の高齢者向け市場に参入します。



アイオン
AION Co., Ltd.

Yoo Seong - yong
Yoo Sung-Yong

高齢者に優しい歩行補助器具
Premium Walking Canes・Silver Care

BRAND
BINATTI・BINATTI
5-Line Cane Collection

CERTIFICATION
高齢者に優しい優れた製品の証明書
高齢者介護保険福祉設備の登録

CONTACT
Booth KP-04
Korea Pavilion・Makuhari Messe

BINATTIのキーバリュー キーバリュー・セーフ・ライト・ビューティフル

260^g

5⁺

10 ステップ

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 02 / 10・About AION
02・Lineup

BINATTIラインナップ概要 5ラインプレミアムケインコレクション

Product
Lineup


BINATTIは、ユーザーの体調や使用環境に合わせて最適化された5本の杖のラインナップです。持っています。と共通して **軽量**
カーボンシャフト・ダブルロック高さ調整・人間工学に基づいたハンドル・滑り止めゴム足・ナイトラディアンス・リフレク
ション 各製品には独自の安全要素があり、独自の差別化ポイントを提供します。



SF・特徴・3段折り

Folding Cane

300 g・29 cm折りたたみ用公共交通機関や旅行に最適



ILA・ストレート

Straight Cane

280 g・10調節可能なステップ
毎日の安定した歩行



LC・LEDライト

Light Cane

260 g・ハンドルLED夜間安全強化

COMMON

すべての製品が共通



BS・自立スタンド

Standing Cane

350 g・360°回転
自立・広地

BW・天然木材

Wood Cane

木製ハンドル付き260 g・
プレミアム感度

- ▶ 軽量カーボンシャフト
- ▶ ダブルロック構造
- ▶ 人間工学に基づいたハンドル
- ▶ 滑り止めゴム製の足
- ▶ 発光と反射の安全要素

ページの🔥後（04-08）各製品の詳細な仕様、機能、および色のオプションを提供します。商品ごとに1ページご紹介：

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 03 / 10・BINATTI Lineup
Product 01・Featured

BINATTI折りたたみ杖・SF

ビナッティ折りたたみステッキ・3折りたたみ・携帯性に最適化

Feature
Folding

FOLDING・PORTABLE



SF-01 Blue



SF-02 Red

◆ 旗艦・3速折りたたみ

Folding Cane

ビナッティの折りたたみ杖

3速折りたたみ構造と折りたたむと 29cm。公共交通機関、旅行、
または車を利用する場合 保管と持ち運びが簡単軽量カーボンシャフト付き。
300g 必要なときに簡単にアクセスできる超軽量のプレミアム折りたたみワンド。

300g
重量（± 10 g）

29cm
保管時の長さ

84-94
使用長さ（cm）

5へり
高さ調節

主な機能・主な機能

- ▶ 3速折りたたみ構造：折りたたみ時29 cm超小型
- ▶ 軽量カーボンシャフト：300 gで負荷を最小限に抑える
- ▶ 5レベルの高さ調整：高さで姿勢に合わせる
- ▶ ダブルロック構造：揺れ止めと緩め
- ▶ 発光・反射安全係数：夜間低照度識別
- ▶ 人間工学に基づいたハンドル：長時間快適なグリップ

適した使用方法・最適な用途

- ▶ 輸送・運搬
- ▶ 旅行や外出時に保管しやすい
- ▶ 断続的なユーザー必要なときにのみ開いて使用する
- ▶ ポータビリティ最初の人の高齢者ユーザー
- ▶ アクティブシニアデザイン感情

MODEL	WEIGHT	LENGTH
SF-01 (Blue)・SF-02 (Red)	300 ± 10 g	84 ～ 94 cm・29 cm折りたたみ
MATERIAL	ADJUST	COLOR
カーボン・合成樹脂・合成ゴム	ステップ5・ダブルロック	Blue・Red

ISO 9001 高齢者に優しい優れた製品の証明書 高齢者介護保険福祉ツール登録（CANE） 🇯🇵 日本への輸出が進行中です


✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 04 / 10・Folding Cane (SF)
Product 02・Standard

ビナッティストレートの杖・ILA

ビナッティストレート杖・日常安定歩行

Straight
Standard

STRAIGHT・10-STEP



ILA-01 Dark Grey

ILA-02 Wine

主な機能・主な機能		
▶ スロットシャフト：シンプルで頑丈な構造 ▶ 軽量カーボン：280 gで超軽量 ▶ 10段階高さ調整：詳細な高さマッチング ▶ ダブルロック構造：安定した固定 ▶ 発光・反射安全係数：夜間識別 ▶ 滑り止めゴム足：屋内および屋外の安全性		
MODEL	WEIGHT	LENGTH
ILA-01 (Dark Grey)・ILA-02 (Wine)	280 ±10 g	71 ～ 95 cm・収納62 cm
MATERIAL	ADJUST	COLOR
カーボン・合成樹脂・合成ゴム	10段・ダブルロック	Dark Grey・Wine

ISO 9001

高齢者に優しい優れた製品の証明書

高齢者介護保険福祉ツール登録（CANE）

日本への輸出が進行中です

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 05 / 10・Straight Cane (ILA)
Product 03・Innovative

BINATTIライトケイン・LC Vinatiライトワンド/LEDエンハンスドナイトセーフティ

LED
Innovation

LED・NIGHT SAFETY

◆ スタンダード・ストレート・デイリーウォーキング

Straight Cane

ビナッティ・ストレート・ケイン（ILA）

ストレートシャフト構造毎日のウォーキングを繰り返すために信頼性の高いサポート ていきょう
10段階の高さ調整ユーザーの身長に合わせて丁寧に調整できるスタンダードな形状軽量カーボン 280g長時間使用しても負担を最小限に抑えます。

280g	62cm
重量（± 10 g）	保管時の長さ
71-95	10へり
使用長さ（cm）	高さ調節

適した使用方法・最適な用途

- ▶ 日常歩行この頻繁な常時オンユーザー

▶ STABLE 屋内外ウォーキングご希望の高齢者

▶ セカンダリストAFFを持つユーザー first

▶ 回復期リハビリ後の安定した歩行

▶ 落ち着いた気分ダークグレーとワインの色が好ましい

MODEL	WEIGHT	LENGTH
ILA-01 (Dark Grey)・ILA-02 (Wine)	280 ±10 g	71 ～ 95 cm・収納62 cm
MATERIAL	ADJUST	COLOR
カーボン・合成樹脂・合成ゴム	10段・ダブルロック	Dark Grey・Wine

ISO 9001

高齢者に優しい優れた製品の証明書

高齢者介護保険福祉ツール登録（CANE）

日本への輸出が進行中です

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 05 / 10・Straight Cane (ILA)
Product 03・Innovative

◆ 革新的・LEDライト

Light Cane

ヴィナティ・ライト・スタッフ（LC）

ハンドルの正面図 LEDライト夜間や低照度の環境で使用することができます。
フォワードの可視性。歩道のサポートと照明を1つの製品に組み合わせる
懐中電灯なしで夜間安全に歩く革新的なサポート。260 gの超軽量。

260g	LED
重量（± 10 g）	ハンドルライト

71-95

使用長さ（cm）

10へり

高さ調節



主な機能・主な機能

- ▶ **LEDライト**：ハンドル前面のナイトライト
- ▶ **前方視認性**：路面と障害物の認識
- ▶ **ウォーク+ライトインテグレーション**：懐中電灯は必要ありません
- ▶ **10段高さ調整**：ダブルロック構造
- ▶ **発光および反射要素**：二重の安全性の向上
- ▶ 260 g **超軽量カーボンシャフト**

MODEL

LC-02 (Wine)

FEATURE

ハンドルLEDライト

WEIGHT

260 ±10 g

ADJUST

10段・ダブルロック

LENGTH

71 ～ 95 cm ・収納62 cm

MATERIAL

カーボン・合成樹脂・合成ゴム

おすすめのユースケース

- ▶ **夜散歩**・外出時の安全散歩
- ▶ 照明付き**廊下/駐車場**
- ▶ **朝夕通勤シニア**
- ▶ 視力障害のある高齢者人
- ▶ 夜間活動が頻繁なアクティブな高齢者人

ISO 9001

高齢者に優しい優れた製品の証明書

高齢者介護保険福祉ツール登録（CANE）

進行中の●日本への輸出・夜間安全に特化

✧ Medical Japan 2026 ・ Export Consultation 06 / 10 ・ Light Cane (LC)

Product 04 ・ Innovative

ビナッティ立杖・BS

ビナティスタンドワンド・自立・360°回転

Self-
Standing

SELF-STANDING ・ 360°

◆ 革新的・自己完結型・360°回転

Standing Cane

ビナティ・スタンド・ケイン（BS）

直立ゴム製の足ステッキは壁や家具なしで設置できます **自立機能**.下端 360°
回転構造さまざまな地面や動きに柔軟に対応します。広い地面で
安定した歩行で保護されたプレミアム製品。

350g

重量（± 10 g）

360°

ゴム足の回転

78-102

使用長さ（cm）

Auto

自立・自立



BS-01 Brown



BS-02 Wine

主な機能・主な機能

- ▶ 直立ゴム足：独立したクレードルなしで自立
- ▶ 360°回転構造：地面と動きの柔軟性に対応
- ▶ ワイドグランド：ストレートタイプと比較して安定した支持
- ▶ 高さ調整+ダブルロック：揺れ防止
- ▶ 人間工学に基づいたハンドル：快適なグリップ
- ▶ 落下保護・再利用のしやすさ

MODEL	WEIGHT	LENGTH
BS-01 (Brown)・BS-02 (Wine)	350 ± 10 g	78 ～ 102 cm ・ 収納68 cm
FEATURE	ADJUST	MATERIAL
自立・360°回転ゴム足	高さ調整・ダブルロック	カーボン・合成樹脂・合成ゴム

ISO 9001 高齢者に優しい優れた製品の証明書 高齢者介護保険福祉ツール登録（CANE） 折りたたみボール特許 進行中の日本への輸出・自立機能に特化

Medical Japan 2026・Export Consultation 07 / 10・Standing Cane (BS)
Product 05・Premium

BINATTIウッドケイン・BW ビナティティンバーケイン・天然木+カーボンプレミアム

Premium
Wood

WOOD・PREMIUM

プレミアム・天然木+カーボン

ood Cane

ティ・ティンバー・スタッフ（BW）

ンドルに 天然木材、シャフト上 軽量カーボンプレミアムラインの組み合わせ。
材の自然な質感と色合いで 通常の歩行補助具との差別化された美学 安心。
段使用に最適な260 gの超軽量。

260g
重量（± 10 g）

Wood
天然木製ハンドル

73-97
使用長さ（cm）

10へり
高さ調節



主な機能・主な機能

- ▶ 天然木ハンドル：ナチュラルタッチ・カラー
- ▶ 軽量カーボンシャフト：各素材の利点を組み合わせる
- ▶ 10段高さ調整：ダブルロック構造
- ▶ 人間工学に基づいたハンドル：木の形状の快適さ
- ▶ 滑り止めゴム足：屋内/屋外安定性
- ▶ 精密設計接続・ボタン：ぐらつき・騒音最小

紹介を利用する・おすすめ

- ▶ デザインと素材に重点を置いたプレミアムシニア
- ▶ エレガント外出・集合席
- ▶ の美しさと機能を求めているユーザー
- ▶ Gifts For・Anniversary (Parents・Grandparents)
- ▶ 日本プレミアムエイジングフレンドリーマーケットターゲット

MODEL	WEIGHT
BW (Brown)	260 ±10 g
HANDLE	SHAFT
天然木材	軽量カーボン

LENGTH
73 ～ 97 cm・収納63 cm
ADJUST
10段・ダブルロック

ISO 9001 高齢者に優しい優れた製品の証明書 高齢者介護保険福祉ツール登録（CANE） 折りたたみポール特許 日本プレミアム市場への参入

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 08 / 10・Wood Cane (BW)
03・Compliance & IP

認定、知的財産、市場性 認証、IPおよび市場ポジショニング

Quality
& Market
認証と知的財産 認証とIP

分類・区分	認定	備考・注記
品質認証	ISO 9001品質マネジメントシステム	すべての製品が共通
高齢者に優しい	Good Older Friendly Productsの認証	国の指定
カバレッジ	介護保険高齢者福祉用具の対象となる製品の登録（杖）	国民健康保険サービス
特許	折りたたみポール特許および杖関連の知的財産権	ほかん
テスト結果	認定認証機関製品テストレポート	各製品が所有しています

市場性と商品化準備 市場準備

日本市場参入の根拠

- ▶ 日本高齢化で世界第1位：超高齢化社会29% +
- ▶ 高齢者向け福祉用品市場継続的成長
- ▶ 移動性、安定性、デザインなどさまざまなニーズ

商品化準備状況

- ▶ 国内高齢者介護保険件登録完了
- ▶ 英語カタログと製品パンフレットの確立
- ▶ 製品品質管理・試験・認証完了

- ▶ つのラインナップを備えたのマルチレイヤーチャンネル

▶ すでに日本の輸出実績は件 （2025 ～ 2026年）
- ▶ 知的財産権の取得（特許・意匠）

▶ メディカル・ジャパンを介した日本でのパートナー・ディスカバリー

予想される結果/定量的目標 予想される結果

,000 Billion

,000億

2⁺

✧ Medical Japan 2026・Export Consultation 09 / 10・Certifications & Market
04・Contact

相談・訪問
コンタクト & オンサイトコンサルティング

Get in
Touch

アイオン（アイオン）は、メディカルジャパン東京2026関連輸出協議中に、韓国パビリオンブースKP-04で海外バイヤーと1対1の協議を行います。日本市場は既に輸出実績があり、福祉団体流通業者、ヘルスケア流通業者、輸入業者などの多層チャンネルの新規顧客開拓を目指している。

主な関心市場・日本（福祉用品・高齢者向け） カウンセリングマッチング・全5ラインナップ 通訳サポート・韓国・英語・日
優れた高齢者に優しい製品と福祉機器の登録が完了しました

アフターサポート計画ポストイベントプラン

Step 1
日本の主力製品ラインナップをご覧ください

バイヤーによる好みの特定制品→折りたたみ、スタンド、木材など、日本市場に適したラインナップの選択。

Step 2
現地の流通パートナーの確保

福祉機器、医療、ヘルスケアの分野における購入者の→サンプル、見積もり、利用規約に関するコンサルティング

Step 3
輸出契約と持続的な販売を生み出す

初期輸出→ファミリー単位の継続的な輸出構造の確立

Step 4
現地の需要を反映した製品の強化

日本の消費者の好みのデザインと機能→既存の製品の改善と新しい開発を反映

Step 5
グローバルリーチの拡大

日本→ の参照市場の他の国への拡大

イオン・相談窓口

Companyアイオン株式会社
CEOYoo Sung - Yong
Brandピナッティ・5ラインケインコレクション
BoothKP-04・Korea Pavilion, Makuhari Messe

Date**2026. 10. 7 – 10. 9 (JST)**

Category**シニアフレンドリー歩行アシスト・プレミアムシルバーケア**

このパンフレットの仕様、認証、および図は、出版時の資料に基づいており、予告なく変更されることがあります。事前登録と統合の手順は、[メディカルジャパン2026事前登録ページ](#)をご覧ください。

✦ Medical Japan 2026 ・ Export Consultation 10 / 10 ・ Contact

Dyle

Dail・CHOCO - FIT・機能性フットケアソリューション

最も甘く、最もリラックスした旅。長時間立って働いたり、歩き回ったりする人や、
アーチのサポートや関節の保護が必要な人のために、**機能性シューズとインソール**を製造しています。釜山独自の生産拠点・
2022年創業。

Brand
CHOCO - FIT・DAIL

Category
機能性シューズ・アーチインソール・フットケア

Booth
Booth KP-05・Korea Pavilion, Makuhari Messe

Date
2026. 10. 7 – 10. 9

01・Company


会社概要 Dail・釜山フットケアメーカーについて

Company
Overview

◆ SWEET JOURNEY・COMFORTABLE STEP

**sweetest and most relaxing journey,
チョコフィット付き。**

Dail は、年に釜山市ササング区に設立された機能的な靴とインソールメーカーです。
ブランド CHOCO - FITでは、長時間立ったり、多く歩いたりする人や、
アーチサポートや関節保護を必要とする人のために、
機能性健康シューズとカスタマイズされたインソールのラインナップを製造していま
す。ダイヤル（BOAシステム）ファスナーを装着しやすく、
機能的なインソール特許技術をボディバランスに組み合わせ、
実用性と快適性を同時に提供します。



COMPANY Dyle Dail・Individual Manufacturer	CEO キム・ジョンヒョン Kim Jung-Hyun	FOUNDED "令和.4年 8月 . Established・Busan
BUSINESS 機能的なシューズとインソール	HEAD OFFICE Sasang - gu, Busan	BUSINESS NO. 882-04-02368

Dailのキーバリュー キーバリュー・フィット・機能・デザイン

2022

Boa®

2+

Medical Japan 2026・Export Consultation 02 / 06・About Dail
Product 01・Shoes

チョコフィットシューズ ダイヤル機能性シューズ・コンフォートウォーキングシューズ

Functional
Shoes

FUNCTIONAL・BOA DIAL

◆ 機能性シューズ

CHOCO-FIT Shoes

ダイヤル機能性コンフォートウォーキングシューズ

靴ひもの代わりに、ダイヤル（BOAシステム）を回します。
ワンタッチマイクロタイトニング。両親の孝行と作業ブーツで人気があり、
衝撃を吸収するミッドソールおよびまさいウォーキングラウンドフロア膝と関節
の負担を軽減するコンフォートウォーキングシューズ。最も甘く、
最もリラックスできる旅提案されたチョコフィットのエモーショナルデザイン。



ボアダイヤル

ワンタッチ継手

ストラップや緩めなしでダイヤルを細かく締めます



衝撃吸収性ミッドソール

衝撃吸収性

膝と関節のショック分散高性能アウトソール



マサイウォーキング

ローリングソール

かかと付き→

額ナチュラルローリングウォーキング



釜山自社製釜山製

直接生産・品質管理・
少量カスタマイズ可

BRAND

チョコフィット

SOLE

衝撃吸収ミッドソールとマサイウォーキング

TYPE

Comfort Walking Shoes

TARGET

シニア・サービス・ワーカー

CLOSURE

Boa Dial System

MANUFACTURE

釜山内製

釜山独自の生産と品質管理


シニアヒョードとワークシューズの人気

日本への進出

Medical Japan 2026・Export Consultation 03 / 06・CHOCO-FIT Shoes
Product 02・Insole

機能性アーチインソール 機能性アーチインソール・ダイヤル調節可能パテントインソール

Functional
Insole



Arch Insole

機能的なアーチインソールとダイヤル調節可能

靴の内側に取り付けられています 崩壊したアーチをサポートし、
体のバランスを矯正します 機能的なソックライナー。平らな足、尿道、
足底筋膜の不快感を和らげ、最近リリースされました
ダイヤル調節可能なインソールユーザーに直接送信されます
細かいカスタムアーチの高さでできる特許製品です。



アーチサポート

アーチサポート

平らな足、尿道、
足底筋膜の痛みを和らげます



重量配分

重量配分

ヒールファットパッド・
フロントボール痛み緩和クッション



ダイヤルアーチ調整

マイクロアジャスト

アーチハイトユーザーカスタム特許技術



ハード/セミハード

確定サポート

既存の靴の交換を使用する・
頑丈なサポート

TYPE

Arch Support Insole

CUSHION

Heel + Metatarsal Pad

FEATURE

ダイヤルアジャスタブルアーチ（特許取得済み）

COMPATIBILITY

既存の靴の代替品を使用する

SUPPORT

Hard / Semi-Hard

TARGET

平足・尿道・足底筋膜炎

ダイヤル調節可能なアーチ特許

ボディバランス補正

🇯🇵 日本への進出

✦ Medical Japan 2026・Export Consultation 04 / 06・Arch Insole
02・Target & Market

ターゲットユーザーと市場戦略 ターゲットユーザーと市場アプローチ

Users
& Market

Dailの機能的な靴とインソールは、ユーザー集団の主なターゲットであり、
毎日の散歩で回の足と関節の負担が高くなっています。高齢者からサービスワーカー、
ヘルスケアユーザーまで幅広いフロアをカバーし、の利便性、安全性、
健康機能をすべて備えた製品で日本の超高齢社会市場に参入しています。

キーターゲットユーザー ターゲットユーザーグループ



シニア・保護者

ストラッピングフリーダイヤルワンタッチ・
快適ステップ・ひょうどわオススメ



長期にわたる常駐職業

サービスワーカー、看護師、セールスワーカー、
シェフ、フィールドワーカー、足の疲労緩和



アーチおよび関節ケアのニーズ

平足・尿足・足底筋膜炎・膝関節負担者・
インソール交換

製品選択ガイド 選択ガイド

不快・状況

足底筋膜炎・足底痛

おすすめ・おすすめ

👉 ハード/セミハードアーチインソール古い靴に交換

不快・状況

おすすめ・おすすめ

膝関節保護+利便性

👉 **ダイヤルコンフォートウォーキングシューズ**・クッション・ワンタッチ着用

シニアペアレントユーティリティ

👉 **ダイヤルシューズ**・ストラップレスワンタッチフィッティング

アーチの高さカスタムが必要です

👉 **ダイヤル調節可能なアーチインソール**・特許技術

長時間立っている労働者

👉 **シューズ+インソールコンビネーション**・重量分散・衝撃吸収最大化

Opportunity in Japan Japan Market Opportunity

 **日本の早期高齢化社会とフットケア市場**

・65歳以上の人口 **29.3%** ・シニアコミュニティ・デイケア・シルバーディストリビューションチャンネル開発・利便性を重視したワンタッチシューズ 需要が拡大し続ける ・アーチ・関節ケア関連 **機能的なインソールと整形外科用シューズの市場** 成長

✧ Medical Japan 2026 ・ Export Consultation 05 / 06 ・ Target & Market
03 ・ Contact

相談・訪問
コンタクト&オンサイトコンサルティング

Get in
Touch

Dailは、メディカルジャパン東京関連輸出協議中に、韓国パビリオンブースKP -05で海外バイヤーと1対1の協議を行います。
CHOCO - FITラインナップは、Japan シニアコミュニティ、デイケア、シルバーディストリビューション、
整形外科ディストリビューションのチャンネルとのマッチングを通じて、日本市場への参入を目指しています。

関心のある主要市場・日本（シニア・フットケア） 相談マッチ・シューズ+インソール統合提案 通訳サポート・韓国・英語・日 釜山独自の製造・OEM/ODM対応

協議後の協力の方向性 事後協力

Step 1
日本の流通パートナーの発見

シニアコミュニティ・デイケア施設・フットケア専門店・銀流通ネットワークマッチング

Step 2
検体供給・現地試験

日本語ユーザーフォームのテスト・好みの色・サイズ・現地のフィードバックを得る

Step 3
OEM・ODM提案

釜山独自のものづくりに基づく・日本ブランドのカスタマイズを提供

Step 4
持続的な輸出とブランドプレゼンス

CHOCO - FITブランドが日本に進出、オフラインで販売+オンラインモールを拡大

Dyle・相談窓口

Company**DAIL・DAIL**（個人メーカー）
CEO**キム・ジョンヒョン**
Brand**チョコフィット・機能性シューズ・インソール**
Booth**KP-05・Korea Pavilion, Makuhari Messe**
Date**2026. 10. 7 – 10. 9 (JST)**
Head Office**釜山市沙山区洛東大路943番地235 402号**

このパンフレットの仕様、認証、および図は、出版時の資料に基づいており、予告なく変更されることがあります。事前登録と統合の手順は、
[メディカルジャパン2026事前登録ページ](#)をご覧ください。

✧ Medical Japan 2026 ・ Export Consultation 06 / 06 ・ Contact